

INDEPENDENCE & FREEDOM



Jogger



JOGGER

En jogger giver frihed og muligheder i al slags terræn.
Begge vores joggere er fra producenten af den originale Baby jogger.

Joggerne er designet til at åbne en hel ny verden.
Store som små børn med fysiske handicaps kan nu nyde udflugter til stranden, parken eller på vandrestier sammen med deres familier eller institution.

Joggerne er med store brede kalecher til at skærme for vejr og vind.

Independence



Freedom



FREEDOM joggeren er til lidt større brugere, som vejer op til 96 kg.

INDEPENDENCE joggeren er designet til små passagerer, som vejer op til 45 kg.
Denne letsammenklappelige jogger vil opfylde dine transportbehov i en udfordrende hverdag.

Til begge joggere fås regnslag, som dækker brugeren. Regnslaget leveres i et fuld åndbart materiale, der ikke danner kondens på indersiden.

Benforlængere på 15 cm er også en tilbehørs mulighed til begge joggere.

INDEPENDENCE

- Letvægtsjogger, som er nem at skubbe overalt!

Denne letsammenklappelige jogger vil opfylde dine transportbehov for en udfordrende hverdag.

INDEPENDENCE joggeren er mere støddæmpende end de traditionelle stole, og via puder kan den give en særlig god pasform, således at barnet bliver støttet rigtig godt.

INDEPENDENCE joggeren foldes sammen med et simpelt træk i sædestroppen – så bliver det ikke lettere.

Fås standard i blå.



Ramme specifikationer (HxBxL)

Samlet og opslået	111x70x140 cm
Sammenklappet med hjul	46x70x97 cm
Sammenklappet uden hjul	35x55x81 cm
Produkt vægt	13 kg
Hjul størrelse	16" x3
Tilbagelænet sædevinkel	138 grader

Sæde specifikationer

Sæde til soltag	65 cm	Skulderbredde	38 cm
Sædets ryghøjde	60 cm	Knæhase til fodplade	38 cm
Sædets rygbredde	31 cm	Bredde ved knæ	42 cm
Sæde til knæhase	38 cm		

Varenr.

10001

HMI-nr.

46569

FREEDOM

- Letvægtsjogger, som giver frihed i al slags terræn!

FREEDOM joggeren er designet til at åbne en hel ny verden. Store som små børn med fysiske handicaps kan nu nyde udflugter til stranden, parken eller på vandrestier sammen med deres familier eller institution.

Traditionelle kørestole er ikke designede til bumlede og mudrede stier og veje, men FREEDOM joggeren tilbyder en dejlig tur, som går glat for enhver.



Sæde specifikationer

Max højde til hoved	75 cm
Sædets ryghøjde	69 cm
Sædets rygbredde	34 cm
Sæde til knæhase	38 cm
Skulderbredde	46 cm
Knæhase til fodplade	43 cm
Bredde ved knæ	46 cm
Max brugervægt	96 kg

Ramme specifikationer (HxBxL)

Samlet og opslået	104x77x169 cm
Sammenklappet med hjul	51x77x135 cm
Sammenklappet uden hjul	39x61x119 cm
Produkt vægt	13,7 kg
Hjul størrelse	16" x3
Tilbagelænet sædevinkel	140 grader

Varenr.

10002

HMI-nr.

50651

Fås standard i blå.

Få balance i kroppen

med



Anatomic SITT A/S
Viengevej 4
8240 Risskov

Telefon 86 17 01 74
Fax 86 17 01 75
Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web www.anatomicsitt.com
www.facebook.com/AnatomicSITT.dk
youtube.com/anatomicsitt