

A2J POSITIONERINGSELER





Teknologi som støtter

Stabilitet og komfort i 2D og 3D - teknologi.

A2J seler indeholder et sortiment af retraktionsbælter for bedre positionering i sædet.

Bælterne fås eksempelvis som; lårbælte, knæramme og forskellige bækken-retraktions-bælter. Bælterne fås i flere forskellige størrelser.



PL - 2DB - Basic

Stramt - lårbælte

Anvendelse

For positionering af bækken i kørestol og i aktiv kørestol.

Beskrivelse

2 DB - bæltet er velegnet hen over låret. Spænderne er let tilgængelige. Skraldespændet løber langs en spændegjord for at undgå personskader.

Stroppen på rammen er justerbar op til 6 cm.

For montering på ramme, brug passende monterings klips/spænder.



Vare nummer

PL-2DB-XXS	til SB 12 - 20 cm
PL-2DB-XS	til SB 16 - 24 cm
PL-2DB-S	til SB 20 - 32 cm
PL-2DB-M	til SB 30 - 40 cm
PL-2DB-L	til SB 36 - 46 cm
PL-2DB-XL	til SB 44 - 52 cm

Vare nummer til montering

RS - 20	rør dia. 20 mm
RS - 22	rør dia. 22 mm
RS - 25	rør dia. 25 mm
RS - 30	rør dia. 30 mm
RS - 32	rør dia. 32 mm

SB = sædebredde

PL - 3DB - Basic

Bækken - retraction - bælte til kørestol

Anvendelse

Positionering af bækken til brug i kørestole, formstøbte sæder og sportskørestole.

Beskrivelse

Bækkenstøtten har en 3-dimensionel form for optimal fastholdelse af bækkenet. Skraldespændet kan også fastgøres med en fane for at undgå personskader. Stroppen på remmen er justerbar op til 6 cm.

Vare nummer

PL-3DB-XS	til SB 16-24 cm
PL-3DB-S	til SB 20-32 cm
PL-3DB-M	til SB 30-40 cm
PL-3DB-L	til SB 36-46 cm
SB = sædebredde	



PL - 3DS - Formstøbte sæder

Bækken - retraction - bælte til formstøbte sæder

Anvendelse

Til bækken retraction i formstøbte sæder.

Beskrivelse

Bæltepuderne har en 3-dimensionel form, for optimal fastholdelse af bækkenet. Selen er formet med tynde ender til det formstøbte sædes fikserings punkter for at forhindre laterale trykmærker på bækkenet. Nylon strop kan monteres igennem det formstøbte sæde.



Vare nummer

PL-3DS-XXXS	til SB 8-16 cm
PL-3DS-XXS	til SB 12-20 cm
PL-3DS-XS	til SB 16-24 cm
PL-3DS-S	til SB 20-32 cm
PL-3DS-M	til SB 30-40 cm
PL-3DS-L	til SB 36-46 cm

PL-3DS-XL til SB 44-52 cm
SB = sædebredde

PL - 3DA - Active

Bækken-retraktion-bælte

Anvendelse

Til bækken retraktion i formstøbte sæder.

Beskrivelse

Bæltepuderne har en 3 - dimensionel form, for optimal fastholdelse af bækkenet. Selen er formet med tynde ender til det formstøbte sædes fikseringspunkter for at forhindre laterale trykmærker på bækkenet. Nylon strop kan monteres igennem det formstøbte sæde.



Vare nummer

PL-3DA-XS til SB 16-24 cm

PL-3DA-S til SB 20-32 cm

PL-3DA-M til SB 30-40 cm

PL-3DA-L til SB 36-46 cm

SB =sædebredde

PL - 3DAS - Active - Formstøbt sæde

Bækken - retraktion - bælte til formstøbte sæder

Anvendelse

For at forbedre positioneringen af bækkenretraktion i sædet ved høj spasticitet.

Beskrivelse

3D - bælte kan modstå en stor kraft og har store støttepuder. Nylon stropper kan monteres igennem det formstøbte sæde. 3 - Dimensionel form giver maksimal støtte til bækkenet. Udformet med tynde ender på det formstøbte sædes fikseringspunkter, for at forhindre lateral trykmærker på bækkenet. De beklædte spænder forhindrer utilsigtet åbning under brug.



Vare nummer

PL-3DAS-XS til SB 16-24 cm

PL-3DAS-S til SB 20-32 cm

PL-3DAS-M til SB 30-40 cm

PL-3DAS-L til SB 36-46 cm

PL-3DAS-XL til SB 44-52 cm

SB =sædebredde

PL - GF

Knæramme

Bækken - retraction - siddesystem



Anvendelse

Til formstøbte sæder og aktive kørestole for at forbedre positionering.

Beskrivelse

Top og front polstringerne kan fremstilles i special størrelser, også i 2D eller 3D.

Knærammen er designet til at forhindre fremadskridning i sædet i kørestolen eller i det formstøbte sæde. Individuel justerbar for optimal tilpasning til benenes anatomi.

Vare nummer

PL-GF-XXS-XXS til SB 12-20 cm

PL-GF-S- til SB 20-32 cm

PL-GF-M-M til SB 30-40 cm

PL-GF-L-L til SB 36-46 cm

PL-GF-XL- til SB 44-52 cm



SB =sædebredde

Reserve dele

Stk.	Vare nr.	Beskrivelse
2	R- 24 - BL - RNI - 305	Skraldespænde
2	R- 24 - RNI	Holder
2	B- 24 - Star	Spænde
2	B- 24 - AE - BL	Spænde
2	B-19 - AE - BL	Spænde
1	V - R19 - NU - BL - 195	Skraldespænde
2	KS-1	Stjerneskrue M5
2	EM - M5 - BL	Møtrikker M5 sort
2	Pelvi.Loc 2D / 3D	Enten 2D eller 3D bælte-system



A2J Graph Teknologi som støtter



Pelvi
Spænd

Remme og spænder - diagram



V-R-24-BL-ERGO-150/160/170/195/225



V-R-D-24-ERGO-150



V-R-24-BL-FLAT-160



V-R-19-BL-ERGO-170



R-19-WH-GO-350



R-19-WH-VI-210/275/300/350-R



R-14-WH-GO-140



R-14-WH-GO-350



R-22-BL-MEGA-315



V-R-14-BL-GO-140/350

.Loc
der og remme

Få balance i kroppen

med



Anatomic SITT A/S

Marøgelhøj 22B
8520 Lystrup

Telefon 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web www.anatomicsitt.dk

FØLG OS PÅ:

