

ZITZI ACTIVE UNI



Zitzi Active Uni på
Buster kørestolsstel


- Den aktive arbejdsstol

Zitzi Active Uni er et sæde med en specialdesignet ryg- og sædedel, der giver brugeren en unik siddestilling.

Den er udviklet til alle børn og unge, der har brug for en sikker oprejst siddestilling under aktivitet, ved arbejde eller i skolen.

I den **aktive siddestilling** styrkes brugerens balance og posturale kontrol.


I denne stilling sidder man i den såkaldte rytterstilling, som tilskynder til udstrækning/opretning af kroppen og forhindrer den i at falde sammen.



Zitzi Active Uni har en **inbyggd grendelare** som positionerar bäckenet för att undvika att det tippar bakåt och motverkar att användaren glider framåt.

Stolen kan enkelt **justeres fra aktivt siddende til hvileleje**. Ved først at vinkle ryggen bagud og derudover ved at vippe hele sædet bagud, opnås en god hvilestilling, uden at brugeren skal flyttes fra stolen.

Stolens konstruktion har en indbygget dynamik, hvilket er godt for brugere med nedsat muskelstyrke og/eller spasticitet.



- Zitzi Active Uni giver børn og unge en bedre siddestilling, end en traditionel arbejdsstol.

Active - Uni

Hovedstøtte
Enkel justering

Kørebøjle
Højdejusterbar

Rygjustering
Med flere justerings-
muligheder

Udløser
Nem justering af ryg-
vinklen

Hoftebælte
Positionerer hoften
korrekt i sædet

Brystbælte
Forhindrer overkroppen i
at falde fremad

Bensprederkile
Integreret i sædet

*Billleder på
tilbehør findes
på sidste side*

Active Uni - fakta

Antal størrelser	4 stk.
Max belastning (kg)	90
Sædedybde (cm)	27-46

Hoftebredde (cm)	23-41
Kropsbredde (cm)*	20-32
Ryghøjde (cm)	32-51
Rygprofil længde (cm)	39-63
Hoftevinkelsjustering	
Str 1 & 2:	-5° til +25°
Str. 3 & 4:	-10° til +30°
Abduktion	28°

* Kropsbredden er fleksibel + 3 cm (Med brystbælte - 3 cm)

Tilbehør

Zitzi Active Uni

Farve på betræk:




Sort rygpolstring




Sort sædepolstring

Eksempler på tilbehør:



Hovedstøtte



Udløser til ryg




Brystbælte



Kørebøjle



Monteringsbeslag seler



Sternumstøtte



H-sele



Hoftebælte Antirotation



Hoftebælte 4-punkt



Hoftebælte 2-punkt

Kørestolsstel



Buster

Tilbydes i forskellige udformninger og størrelser.



Flipper G2

Tilbydes i forskellige udformninger og størrelser.



Guppy G2

Tilbydes i flere størrelser.