


TEKNISKE DATA - Zitzi Active Uni



Størrelse 1 Størrelse 2 Størrelse 3 Størrelse 4

Sædets dybde (cm) (D)	27	32	37	41
Hoftebredde (cm) (E)	23	28	33	38
Kropsbredde (cm)* (A)	20	22	25	30
Kropsstøtتهøjde (cm) (F)	28 - 33	32 - 40	38 - 44	43 - 50
(Bålstøds måtten gælder oavsett hvilken siddelstørrelse som væljes)				
Ryghøjde (cm) (B)	32	37	42	47
Rygprofil længde (cm)(C)	39	45	53	58
Hoftevinkelsjustering	-5 / +25°	-5 / +25°	-10 / +30°	-10 / +30°

* Kropsbredden er fleksibel + 3 cm (Med brystbælte også - 3 cm)


Abduktion: Samtlige størrelser 22°

Max brugervægt: op til 90 kg

HOVEDSTØTTE




Hovedstøtte str. 1 lang
Hovedstøtte str. 2 lang



B H
280 x 160 mm
280 x 210 mm



STØTTEHÅNDTAG



Mål (cm)	B	H
Støtتهåndtag str. 1	32	32
Støtتهåndtag str. 2	37	37
Støtتهåndtag str. 3	42	42
Støtتهåndtag str. 4	47	47