

Zitzi
BUSTER
Kørestolsstel til børn & unge



Zitzi **BUSTER**

Nyt fleksibelt kørestolsstel – med smarte funktioner!

- ✓ Passer til modulopbyggede siddesystemer.
- ✓ Til aktiviteter i indendørsmiljøer, for eksempel derhjemme, i skolen eller på kontoret.
- ✓ Velegnet til både uafhængige brugere, og brugere, der har brug for hjælp fra hjælper.
- ✓ **Buster EL** max belastningsvægt 100 kg.
- ✓ **Buster Manuel** til brugere mellem 40–70 kg som selv kan betjene justering af højde og tilt. Mulighed for tilpasning til lavere eller højere brugervægt er tilgængelig.
- ✓ **Buster** leveres som standard med centralbremse på baghjulene samt retningslås.



Håndbetjent centralbremse

Brugervenlig bremse til baghjulene med 3 forskellige positioner (retningslås, åben, låst).

Kan betjenes af hjælperen eller brugeren selv.

Bremsehåndtaget kan monteres på højre eller venstre side.



Bruger- eller hjelperstyret justering af højde & tilt

Brugerstyret: Betjening under håndtagene.

Hjelperstyret: Kontrol på ryggen / kørehåndtaget.



Hjelperstyret Buster EL med betjening på ryggen eller på kørehåndtaget.



Hjelperstyret Buster Manuel med betjening på kørehåndtaget



Brugerstyret Buster (EL & Manuel) med betjening på armlænet

Trinløs justering af højde & tilt.



Billedet nedenfor viser Buster indendørsstel ekstrastyret med siddesystemet Active Uni og tilbehør.



Buster EL med ekstra bagudtilt, ekstrastyret med siddesystemet Delfi Pro og tilbehør.

Buster EL (bruger-/ hjælperstyret)

Belastningsvægt	100 kg (max)
Højdejustering	Elektrisk
Tiltjustering	Elektrisk
Tiltvinkel	7° bagud til 16° fremad alt. 16° bagud til 7° fremad
Hjul	100 mm
Totalbredde	60 cm
Totallængde	67 cm
Sædehøjde (min)	41 cm
Sædehøjde (max)	61 cm

Buster Manuel (bruger-/ hjælperstyret)

Belastningsvægt	90 kg (max)
Højdejustering	Manuel
Tiltjustering	Manuel
Tiltvinkel	7° bagud til 16° fremad
Hjul	100 mm
Totalbredde	60 cm
Totallængde	67 cm
Sædehøjde (min)	41 cm
Sædehøjde (max)	61 cm

Zitzi
BUSTER

