

*Zitzi*  
**BUSTER**  
*Kørestolsstel til børn & unge*



# Zitzi **BUSTER**

## Nyt fleksibelt kørestolsstel – med smarte funktioner!

- ✓ Passer til modulopbyggede siddesystemer.
- ✓ Til aktiviteter i indendørsmiljøer, for eksempel derhjemme, i skolen eller på kontoret.
- ✓ Velegnet til både uafhængige brugere, og brugere, der har brug for hjælp fra hjælper.
- ✓ **Buster EL** max belastningsvægt 100 kg.
- ✓ **Buster Manuel** til brugere mellem 40–70 kg som selv kan betjene justering af højde og tilt. Mulighed for tilpasning til lavere eller højere brugervægt er tilgængelig.
- ✓ **Buster** leveres som standard med centralbremse på baghjulene samt retningslås.



### Håndbetjent centralbremse

Brugervenlig bremse til baghjulene med 3 forskellige positioner (retningslås, åben, låst).

Kan betjenes af hjælperen eller brugeren selv.

Bremsehåndtaget kan monteres på højre eller venstre side.



### Bruger- eller hjelperstyret justering af højde & tilt

Brugerstyret: Betjening under håndtagene.

Hjelperstyret: Kontrol på ryggen / kørehåndtaget.



Hjelperstyret Buster EL med betjening på ryggen eller på kørehåndtaget.



Hjelperstyret Buster Manuel med betjening på kørehåndtaget



Brugerstyret Buster (EL & Manuel) med betjening på armlænet

### Trinløs justering af højde & tilt.



Billedet nedenfor viser Buster indendørsstel ekstrastyret med siddesystemet Active Uni og tilbehør.



#### Buster EL (bruger-/ hjælperstyret)

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Belastningsvægt | 100 kg (max)                                            |
| Højdejustering  | Elektrisk                                               |
| Tiltjustering   | Elektrisk                                               |
| Tiltvinkel      | 7° bagud til 16° fremad<br>alt. 16° bagud til 7° fremad |
| Hjul            | 100 mm                                                  |
| Totalbredde     | 60 cm                                                   |
| Totallængde     | 67 cm                                                   |
| Sædehøjde (min) | 41 cm                                                   |
| Sædehøjde (max) | 61 cm                                                   |

#### Buster Manuel (bruger-/ hjælperstyret)

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Belastningsvægt | 90 kg (max)             |
| Højdejustering  | Manuell                 |
| Tiltjustering   | Manuell                 |
| Tiltvinkel      | 7° bagud til 16° fremad |
| Hjul            | 100 mm                  |
| Totalbredde     | 60 cm                   |
| Totallængde     | 67 cm                   |
| Sædehøjde (min) | 41 cm                   |
| Sædehøjde (max) | 61 cm                   |

Buster EL med ekstra bagudtilt, ekstrastyret med siddesystemet Delfi Pro og tilbehør.

# *Zitzi* **BUSTER**

