








Tekniske data Zitzi Buster





	Højde A	Længde B	Bredde C	Sædeplade D x E	Belastningsvægt	Vægt	Tilt
Buster manuel	42-62 cm	67 cm	60 cm foran	26 x 32 cm	Max 90 kg	17 kg	7° bagud til 16° fremad
Buster elektrisk	42-62 cm	67 cm	60 cm foran	26 x 32 cm	Max 100 kg	22 kg	7° bagud til 16° fremad
Buster elektrisk med ekstra bagud tilt	42-62 cm	67 cm	60 cm foran	26 x 32 cm	Max 100 kg	22 kg	16° bagud til 7° fremad


FODSTØTTE		A x B	Stang
	Hel str. 2	345 x 225 mm	250 mm
	Hel str. 3	380 x 260 mm	300 mm
	Hel str. 4	380 x 300 mm	350 mm
	Hel str. 5	430 x 310 mm	350 mm
	Delt str. 2	160 x 220 mm	250 mm
	Delt str. 3	180 x 255 mm	300 mm
	Delt str. 4	180 x 305 mm	350 mm
Længde på tagled (str. 2-5):			80 mm

ARMLÆN		A	B	C	D
	Mål	A	B	C	D
	str.1	180 - 250 mm	75 mm	230 mm	260-360
	str.2	220 - 320 mm	75 mm	330 mm	320-420

FODKASSE		A (højde fra fodplade)
	str. 2	180 mm
	str. 3	210 mm
	str. 4	240 mm
	str. 5	240 mm
Fodkasse str.2 passer fodstøtte str. 2 osv.		

Højde (H)		KØREBØJLE	KØREHÅNDTAG
	Kørebøjle	13 cm	
	Kørehåndtag	50 cm	
Højdemål er fra oversiden af sædepladen til håndtag.			

BORD		MÅL
	Bord	A B C D
	Str. 1	480 x 450 x 240 x 250 mm
	Str. 2	540 x 515 x 260 x 290 mm
	Str. 3	570 x 570 x 280 x 340 mm
	Str. 4	660 x 600 x 320 x 385 mm
	Str. 5	660 x 650 x 320 x 435 mm

Støttebord		MÅL
	Støttebord	A B C D
	Str. 1	380 x 450 x 230 x 260 mm
	Str. 2	430 x 510 x 260 x 300 mm
	Str. 3	490 x 580 x 300 x 340 mm
	Str. 4	540 x 640 x 330 x 380 mm
	Str. 5	600 x 710 x 360 x 420 mm