


TEKNISKE DATA / YDEEVNE

DELFI PRO / DELFI PRO +


Varenr: 2840XX-serien

Zitzi Delfi Pro	Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
Brugertlængde, ca cm:	60 - 100	90 - 130	120 - 160	140 - 170
Sædebredde (A) cm:	24, 27, 30	28, 31, 34	32, 35, 38	32, 35, 38
Sædedybde (B) cm:	17 - 26*	24 - 33	31 - 40	36 - 45
Axilhøjde (C) cm:	17 - 27	24 - 34	30 - 40	30 - 40
Brugervægt samtlige størrelser: max 90 kg				
Ryg vinkel samtlige størrelser: - 10° til + 30° * Sædedybde 14-26 cm i kombination med ryg str. 0				



JUSTERBAR RYG

Alle mål er opmålt med betræk



RYG mål i cm

	B x E
Rygg str. 0	31 x 21 cm
Rygg str. 1	34 x 21 cm
Rygg str. 2	39 x 26 cm
Rygg str. 3	45 x 29 cm

KROPSSTØTTE mål i cm

	C x D
Kropsstøtte str. 0	14 x 12 cm
Kropsstøtte str. 1	16 x 13 cm
Kropsstøtte str. 2	19 x 15 cm
Kropsstøtte str. 3	21 x 18 cm

	str. 0	str. 1	str. 2	str. 3-4
Rygprofilens længde:	33	36	45	52 cm

Kropsstøtte BREDDJUSTERING (A) cm inkl. foder


	Ryg 0	Ryg 1	Ryg 2	Ryg 3
Kropsstøtte 0	17 - 26	17 - 26	19 - 28	21 - 30*
Kropsstøtte 1	17 - 26	17 - 26	19 - 28	21 - 30*
Kropsstøtte 2	19 - 28	19 - 28	21 - 30	23 - 30*
Kropsstøtte 3	19 - 28*	19 - 28*	21 - 30*	23 - 32

Grå felter er standardkonfiguration


* Ikke optimal højdejustering.

SÆDEDEL


Windswept


Windswept:
Windswept mulighed 9°


Abduktion/Adduktion


Abduktion:
Samtlige størrelser 0° til +18°
Adduktion:
Samtlige størrelser 0° til -9°

Benlængde




BORD



	MÅL
Bord	A B C D
Str. 1	480 x 450 x 240 x 250 mm
Str. 2	540 x 515 x 260 x 290 mm
Str. 3	570 x 570 x 280 x 340 mm


STØTTEBORD



	MÅTT
Støttebord	A B C D
Str. 1	380 x 450 x 230 x 260 mm
Str. 2	430 x 510 x 260 x 300 mm
Str. 3	490 x 580 x 300 x 340 mm
Str. 4	540 x 640 x 330 x 380 mm
Str. 5	600 x 710 x 360 x 420 mm

BÆLTESBESLAG

Anbefalingstabel




Art nr.	371925	371926	371927	371928
Længde L	10 mm	30 mm	50 mm	60 mm
Position	Bag	Foran	Bag	Foran
Delfi 1	X	X	X	
Delfi 2	X	X	X	
Delfi 3	X	X	X	
Delfi 4	X		X	X
Sharky 1	X		X	X
Sharky 2	X		X	X

FODKASEE

Fodkasse str.1 passer til fodstøtte str. 1 osv.



A (højde fra fodplade)

str. 1	180 mm
str. 2	180 mm
str. 3	210 mm
str. 4	240 mm




TEKNISK DATA - DELFI PRO / DELFI PRO +

HOVEDSTØTTE




Delfi
120 mm
Sharky
200 mm

Hovedstøtte	A x B
str. 1	220 x 150 mm
str. 1 lang	280 x 160 mm
str. 2	240 x 190 mm
str. 2 lang	280 x 210 mm




FODSTØTTE



	A x B
Hel str. 0	310 x 255 mm
Hel str. 1	315 x 195 mm
Hel str. 2	345 x 225 mm
Hel str. 3	380 x 260 mm
Hel str. 4	380 x 300 mm

Hel justerbar str. 1	155 x 190 mm
Hel justerbar str. 2	160 x 220 mm
Hel justerbar str. 3	180 x 255 mm




Delt str. 1	155 x 190 mm
Delt str. 2	160 x 220 mm
Delt str. 3	180 x 255 mm

Delt justerbar str. 1	155 x 190 mm
Delt justerbar str. 2	160 x 220 mm
Delt justerbar str. 3	180 x 255 mm

Fodstøtte størrelse	0-1	2	3	4
Fodstøttestang profilslængde (cm)	25	30	35	35
Længde fæste tagled (mm)	30	30	80	150

HANDBÅGE


	A
Str. 1	305 mm
Str. 2	345 mm
Str. 3	425 mm
Str. 4	480 mm
Str. 5	520 mm



Målt mellem rørcentrum



OVERARMSSTØTTE

Mål pude*	A	B
Str. 0-1	85 mm	100 mm
Str. 2-4	125 mm	150 mm



Puden kan vrides 90 grader ved montering.
* for mål med polstring + 20 mm


ARMSTÖD FRÅN RYGG



Mått	A	B	C
Str. 1	240 - 340 mm	75 mm	230 mm
Str. 2	280 - 440 mm	75 mm	230 mm
Str. 3	280 - 440 mm	75 mm	330 mm

HOFTSTØTTE

Mål:	A x B
Str. 1	160 x 130 mm
Str. 1 lige	160 x 125
Str. 2	175 x 160
Str. 2 lige	175 x 150




Mål i cm	Sæde- størrelse	Hoftestøtte bredde- justering C	Hoftestøtte lige bredde- justering C
Delfi 0/1	24	19 - 29	25 - 35
Delfi 0/1	27	22 - 32	28 - 38
Delfi 0/1	30	25 - 35	31 - 41
Delfi 2	28	19 - 29	27 - 35
Delfi 2	31	22 - 32	30 - 38
Delfi 2	34	25 - 35	33 - 41
Delfi 3/4	32	19 - 29	28 - 35
Delfi 3/4	35	22 - 32	31 - 38
Delfi 3/4	38	25 - 35	34 - 41

ARMLÆN FRA SÆDE


	A x B
Str. 1	230 x 75 mm
Str. 2	230 x 75 mm
Str. 3	230 x 75 mm
Str. 4	330 x 75 mm

	C
Str. 1	140 - 205 mm
Str. 2	140 - 205 mm
Str. 3	190 - 280 mm
Str. 4	190 - 280 mm



C mål fra toppen af sædedelen til armlænets top

Bredde mellem armlænsstangen D	
Str. 0/1	250 - 390 mm
Str. 2	300 - 440 mm
Str. 3/4	300 - 440 mm



BÆKKENSTØTTE

A x B
Str. 1 - 150 x 70 mm
Str. 2 - 200 x 100 mm

