

# EASYSTAND STÅSYSTEMER



# EASYSTAND STÅSYSTEMER

## Kom op at stå og få udsyn over mulighederne

### Vi er skabt til at stå

Hos Anatomic SITT ved vi, hvor vigtigt det er at komme op at stå. Vigtigt for så mange dele i kroppen, og vigtigt for det sociale og for livskvaliteten.

At stå er nødvendigt og hjælper med at holde benene stærke og mindsker afkalkning af skelettet.



At stå mindsker også risikoen for tryksår, eftersom sædekugler og haleben aflastes.

En af de gode funktioner ved EasyStand er, at du nemt kan komme fra siddende til stående position og tilte hele ståhjælpe midlet til den vinkel som ønskes, uanset position.

Hvis man er utryg ved at komme op at stå, kan det at bruge det naturlige bevægelsesmønster give en stor tryghed. Det er naturligt og man kan gøre det i det tempo, som passer den enkelte og selv have kontrol.



### FORDELE FOR KROPPEN VED AT STÅ

- Forbedrer bevægeligheden
- Mindsker muskelkontrakturer
- Mindsker muskelspasmer
- Forbedrer skelettets udvikling
- Mindsker udviklingen af scoliose
- Mindsker risikoen for tryksår
- Forbedrer tarmfunktionen
- Styrker nyre- og urinblærefunktioner
- Styrker hjerte-karsystemet
- Forbedrer cirkulationen
- Mindsker hævelser i nedre extremiteter



# EasyStand Zing



## Kan bruges til flere

Flere børn kan anvende samme enhed takket være enkle justeringer.

## Multifunktionelt bord

Vinkeljusterbart og svingbart fra højre eller venstre, eller kan tages helt væk. Det kan også forblive på plads under transport.



## Unik løfte- mekanisme

Dual-kontrol muliggør vinkeljustering via fodpedal eller håndkontrol.



## Fleksibel

Enkel og brugervenlig med værktøjs-fri justering af alle muligheder



## Abduktion

Op til 30° per ben



Easystand Zing MPS (Multi-position ståstativ) er det eneste ståstativ, som muliggør at barnet kan komme fra en fuld rygliggende position til fremadliggende position (20° fremad) uden at skulle lave tilpasninger i ståsystemet. Det kan foregå i en glidende bevægelse. Barnet positioneres en gang, uden der skal ændres eller justeres på støtterne eller fodpladerne, hvilket betyder mindre manuel håndtering af barnet.

Easystand Zing MPS er let at justere takket være sine justeringsskruer. Den henvender sig til en stor målgruppe, da den vokser med barnet og tilpasser sig efter deres forskellige behov. Specielle ændringer er ikke nødvendige for at børn med kontrakturer kan anvende Zing.

## Størrelsesguide

Str. 1: Brugerhøjde: 51-112 cm  
Str. 2: Brugerhøjde: 102-152 cm

## Str. 1

## Str. 2

|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| Tilt .....          | -20-90°   | -20-90°   |
| Abduktion .....     | 30°       | 30°       |
| Vægt .....          | 25 kg     | 37 kg     |
| Farve .....         | Grøn/hvid | Grøn/hvid |
| Max brugervægt..... | 32 kg     | 70 kg     |



# Bantam X-Small & Small

**Justering**  
Store justeringsmuligheder for bedst muligt at kunne tilpasses det enkelte barn.

**Bord som følger med barnet**

Bordet følger med hele bevægelsen fra siddende til stående stilling. Det giver brugeren støtte og tryghed.

**God positionering giver tryghed**

Vi tilbyder bl.a. hoftestøtte, kropstøtter, seler og forskellige rygge som tilbehør.

**Letkørende**

Hjulene er låsbare for enkel og sikker forflytning af produktet.

**Farvemarkeringer**  
For enkelt at justere til rette hoftevinkel i relation til sædedybden.



**Tilt**  
0-90° tilt, selv i siddende position.



Bantam er også god for dem, som er utryg ved at komme op at stå, fordi man i Bantam kan bruge det naturlige bevægelsesmønster, og det giver ofte en stor tryghed.

Det er naturligt, og man kan komme op at stå i det tempo, som passer den enkelte, og selv have kontrollen.

**Størrelsesguide**

X-small til brugerlængde: 71-102 cm  
Small til brugerlængde: 91-137 cm

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Størrelser</b> .....2 stk        | <b>Vægt</b> ..... 24 kg              |
| <b>Tilt</b> .....0-90°              | <b>Sædedybde</b> .....18-30/28-41 cm |
| <b>Max brugervægt</b> .....23/45 kg | <b>Sædehøjde fra gulv</b> .....48 cm |
| <b>Farve</b> .....Hvid              |                                      |

# Bantam Medium

## Bord som følger med, når man rejser sig

Bordet følger med hele bevægelsen fra siddende til stående stilling. Giver brugeren støtte og tryghed.

## Justering

Store justeringsmuligheder for bedst muligt at kunne tilpasses den enkelte.

## Farvemarkeringer

For enkelt at justere til rette hoftevinkel i relation til sædedybden.

## God positionering giver tryghed

Vi tilbyder bl.a. hoftestøtte, kropstøtter, seler og forskellige rygge som tilbehør.

## Letkørende

Hjulene er låsbare for enkel og sikker forflytning af produktet.

Bantam er også god for dem, som er utrygge ved at komme op at stå, fordi man i Bantam kan bruge det naturlige bevægelsesmønster til at rejse sig, og det giver ofte en stor tryghed.



## Tilt

0-90° tilt, selv i siddende position

## Regulator

Enkel justering mellem stående, siddende og liggende.

## Størrelsesguide

Medium til brugerslængde: 122-168 cm

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Størrelser .....     | 1 stk      |
| Tilt .....           | 0-90°      |
| Max brugervægt ..... | 91 kg      |
| Brugerslængde .....  | 122-168 cm |



# EasyStand Evolv

## Justering

Store justeringsmuligheder for bedst muligt at kunne tilpasses den enkelte.

## Bord som følger med ved oprejsningen

Bordet (skyggebord) følger hele bevægelsen fra siddende til stående. Giver brugeren støtte og tryghed (Evolv II).

## God positionering giver tryghed

Vi tilbyder bl.a. hoftestøtte, kropsstøtter, seler og forskellige rygge som tilbehør.

## Træning, forflytning

Forskellige alternativer tilbydes til forskellige gøremål. Med Glider tilbydes gangbevægelse og med Mobil gives mulighed til forflytning i stående stilling.

## Oprejsningshjælp - El

Et godt alternativ til de brugere, som ikke har kræfter til at anvende manuel oprejsning.

## Enkelt og trygt

Hjulene er letkørende og låsbare for en enkel og sikker forflytning.

## Trinløs oprejsning

Fra siddende til stående. Vælg mellem manuel eller el-oprejsning.

### Medium

### Voksen

### XT

|                          |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Sædedybde.....           | 36-48 cm   | 41-53 cm   | 48-61 cm   |
| Sædehøjde fra gulv.....  | 55 cm      | 55 cm      | 60 cm      |
| Rammestørrelse.....      | 64 x 84 cm | 64 x 97 cm | 70 x 95 cm |
| Passer brugerlængde..... | 122-168 cm | 152-188 cm | 183-211 cm |
| Max brugervægt .....     | 90 kg      | 127 kg     | 159 kg     |





# EasyStand Glider



## Tilpasning

Tilpasses let efter brugerens længde og formåen, til anvendelse i rehabilitering.

## Enkelt og trygt

Hjulene er letkørende og låsbare for enkel og sikker forflytning.

## Justerbar

Modstanden justeres let med tolv forskellige indstillinger. Det er ligeledes enkelt at tilpasse sædedybde, rygvinkel, fodplader, knæstøtte og håndtag.

## Tinløs oprejsning

Oprejsningen sker trinløst med hydraulik alternativt el, hvilket giver brugeren mulighed for med et enkelt håndgreb selv at vælge oprejsningshastigheden fra siddende til stående position.

## Størrelsesguide

Medium til brugerlængde: 123-167 cm  
Large til brugerlængde: 152-188 cm

|             |               |
|-------------|---------------|
| Størrelser  | .....2 stk.   |
| Sædedybde M | .....51-64cm  |
| Sædedybde L | .....61-74 cm |
| Farve       | .....Sort/grå |
| Vægt        | .....78 kg    |

EasyStand Glider er designet til den aktive bruger. Den tilpasses enkelt efter forskellige behov og modstanden justeres efter brugerens egne forudsætninger. Glider er det eneste ståhjælpemiddel, som hjælper dig med at styrke overkroppen samtidig med, du får de andre fordele ved at stå.

*Få balance i kroppen*

med



---

**Anatomic SITT A/S**  
Marøgelhøj 22B  
8520 Lystrup

T: 86 17 01 74  
M: a-sitt@anatomic-sitt.dk  
**www.anatomicsitt.dk**

Mød os på:

