


FLIPPER FLEX G2



Forbedret tiltplacering

Flipper Flex G2 har tiltgaspatronen centreret under toppladen, hvilket giver en ønsket stabilitet og balance.



Manuel eller elektrisk højde- & tiltjustering

Flipper Flex G2 tilbydes med manuel- eller elektrisk højdejustering. Den kan også fås med elektrisk tiltjustering.



Fodstøtteserie

Ny fodstøtteserie som passer alle G2 kørestolsstel. Fodstøtten er opbygget på to stænger så den ønskede stabilitet og funktion opnås. Der tilbydes forskellige former for fodstøtter.



Flipper Flex G2 fakta

Størrelse	1 stk.
Belastningsvægt	max 75 kg
Højdejustering	Manuel eller elektrisk
Tiltjustering	Manuel eller elektrisk
Tiltvinkel	0 til 30° alt. -5° til 25°

Hjul	7" og 12/16"
Totalbredde	63 cm
Totallængde	81 cm
Sædehøjde (min)	38 cm
Sædehøjde (max)	71 cm



Billedet viser

Flipper Flex G2 med 16" drivhjul,
kørebøjle str. 1 og el-tilt

FLIPPER FLEX G2

Tromlebremse

Nem at betjene

Justerbar kørebøjle

For bekvem anvendelse

Tilt in space

Bibeholder vægtfordelingen
ved tiltjustering

El-tilt

For lettere
håndtering

Slidser i toppladen

For lettere at kunne jus-
tere sædets tyngdepunkt

Højdejustering

Manuel eller elektrisk
justering af højden

Plan sædedel

Tillader montering
af forskellige typer
sæder

Drivhjul

12" grå eller 16" sorte,
punkteringsfrie eller luft

Rammeforlænger


Forlænger til rammen
for at opnå ønskede
stabilitet

Svinghjul


7" sorte punkte-
ringsfrie
eller luft



Eksempel tilbehør Flipper Flex G2



Kørebøjle str. 1



Kørebøjle str. 2




Hel fodstøtte



Delt fodstøtte



Lægstøtte




Anti-tip støtte



Tippepedal




Retningsholder



Rammeforlænger




Transportbeslag



Svinghjul 7"



Hjul 16"

Fæstesystem
til DelfiAdaptersystem
Universal

Polstring lægstøtte

For yderligere information og tekniske data se på www.anatomic sitt.dk

Siddesystemer, som passer til Flipper Flex G2



Delfi Pro



Sharky Pro



Active

Anatomic
formstøbt sæde