





Tekniske data

Flipper Flex G2




Produkt info - Flipper Flex G2

Max belastning	75 kg
Siddeplade	26x32 cm
Vægt	31 kg
Tiltning	0° til 30° / -5° til 25°


Flipper Flex G2 med 16" drivhjul

	A	B	C
Data	38-71 cm	83 cm	64 cm

FODSTØTTE




	A x B
Hel str. 2	345 x 225 mm
Hel str. 3	380 x 260 mm
Hel str. 4	380 x 310 mm
Hel str. 5	430 x 310 mm
Hel str. 6	480 x 310 mm



	A x B
Delt str. 2	160 x 220 mm
Delt str. 3	180 x 255 mm
Delt str. 4	175 x 305 mm

Størrelse 2-6
Fodstøttestang profil længde (cm) 35



KØREBØJLE

	Højde
Kørebøjle str.1	13 cm
Kørebøjle str.2	35 cm

Dybden kan justeres 0-7 cm.
Højdemål er fra oversiden af siddepladen til håndtag.