



Tekniske data

Zitzi Flipper G2



	Højde A	Længde B	Bredde C	Siddeplade DxE	Belastnings- vægt	Vægt Manuel	Vægt Elektrisk	Tilt
Størrelse 2	28-64 cm	65 cm	59 cm	26 x 32 cm	Max 50 kg	18 kg	21 kg	0° til 30° alt. -5° til 25°
Størrelse 3	34-67 cm	77 cm	59 cm	26 x 32 cm	Max 75 kg	19 kg	22 kg	0° til 30° alt. -5° til 25°
Størrelse 4XL	42-70 cm	87 cm	61 cm	34 x 35 cm	Max 130 kg	--	26 kg	0° til 30° alt. -5° til 25°



Fodstøtte

A x B

Hel str. 2 345 x 225 mm
 Hel str. 3 380 x 260 mm
 Hel str. 4 380 x 300 mm
 Hel str. 5 430 x 310 mm
 Hel str. 6 480 x 310 mm


A x B

Delt str. 2 160 x 220 mm
 Delt str. 3 180 x 255 mm
 Delt str. 4 180 x 305 mm

Størrelse 2-6

Fodstøttestang profil længde 35 cm
 Længde på tagled: 80 mm


Armlæn fra kørebøjle



Mål

	A	B	C	D
str.1	280 - 440 mm	75 mm	230 mm	180 - 380 mm
str.2	280 - 440 mm	75 mm	330 mm	180 - 380 mm
str.3	380 - 500 mm	75 mm	330 mm	220 - 400 mm

Fodkasse




A (højde fra fodplade)


str. 2 180 mm
 str. 3 210 mm
 str. 4 240 mm
 str. 5 240 mm
 str. 6 240 mm

Fodkasse str.2 passer fodstøtte str. 2 osv.

Kørebøjle



Kørehåndtag



Højde (H)

	Højde (H)
Kørebøjle str.1	13 cm
Kørebøjle str.2	35 cm
Kørehåndtag	50 cm

Højdemål er fra oversiden af siddepladen til håndtag.