

Tekniska data

Guppy G2

PRODUKTDATA

Belastningsvægt (bruger + sæde)	STØRRELSE	str. 1	str. 2	str. 3
	MAX	75 kg	75 kg	110* kg
*110 kg gælder fra serienummer 58624 (tidligere 105 kg).				
Sædehøjde beroende på hjulstørrelse	HJUL	16" & 20"	22"	24"
	SÆDEHØJDE	46 cm	48 cm	50 cm
Vægt beroende på drivhjul & tilbehør	15-17 kg			
Tilt	0° - 31° alt, -6° - 29°			

Med 16" hjul (7" svinghjul)


Størrelse	A	A (E-drive)	B	C	D	E
1	51 cm 54 cm*	56 cm	70-80 cm	41 cm	57 cm	41 cm
2	56 cm 59 cm*	61 cm	70-80 cm	41 cm	57 cm	46 cm
3	61 cm	66 cm	79-91 cm	49 cm	66 cm	51 cm
3 bred	66 cm	71 cm	79-91 cm	49 cm	66 cm	56 cm

* mål med cambervinkel


Med 20" / 22" / 24" hjul (7" svinghjul)

Størrelse	A	B	C	D	E	E med stænskærm
1	57 cm 63 cm*	75-85 cm**	41 cm	57 cm	43.5 cm	39.5 cm
2	62 cm 68 cm*	75-85 cm**	41 cm	57 cm	48.5 cm	44.5 cm
3	67 cm	90-101 cm**	49 cm	66 cm	53.5 cm	49.5 cm
3 bred	72 cm	90-101 cm**	49 cm	66 cm	58.5 cm	54.5 cm


* mål med cambervinkel. ** B-mål for 22" +2.5 cm og for 24" +5 cm



FODSTØTTE



A x B
Helt str. 2 345 x 225 mm
Helt str. 3 380 x 260 mm
Helt str. 4 380 x 300 mm
Helt str. 5 * 430 x 310 mm
* Brug breddeud. til svinghjul





A x B
Delt str. 2 160 x 220 mm
Delt str. 3 180 x 255 mm
Delt str. 4 180 x 305 mm

Fodstøttestang profilslængde (mm)

Størrelse:	2	3	4/5
	200	250	300

Tagledslængde: 80 mm

ARMLÆN FRA RYG



Mål	A	B	C	D
str.1	280 - 440 mm	75 mm	230 mm	180 - 380 mm
str.2	280 - 440 mm	75 mm	330 mm	180 - 380 mm
str.3	380 - 500 mm	75 mm	330 mm	220 - 400 mm