

JOSI-Wismi G2 JOGGER



Jogger



JOSI-Wismi G2 Jogger

Mobilitet, der tilpasser sig livet - kom afsted




JOSI-Wismi G2 er en helt ny sporty jogger, som sætter nye standarder: Med en vægt på op til 4 kg mindre end sin forgænger og en mere kompakt foldestørrelse overbeviser den med sin nemme håndtering. Den smallere sporvidde gør hverdagen endnu lettere uden at gå på kompromis med stabiliteten.

En jogger giver frihed og muligheder og JOSI-Wismi G2 er med dig overalt. Uanset om du er gående, løbende eller på cykel er Josi-joggeren den rette at have ved hånden. JOSI-Wismi er en stabil og letkørende jogger og har en indbygget fjeder, som sikrer affjedring.

Let, sporty og alsidig.





Størrelse L er ikke godkendt til transport i bil.

JOSI-Wismi G2 Varenummer	Størrelse S JW-30002	Størrelse M JW-30003	Størrelse L JW-30004
Brugerhøjde	ca. 105 - 145 cm	ca. 125 - 165 cm	ca. 150 - 185 cm
Højde: H	114 cm	120 cm	125 cm
Længde: L (afhængig af forhjul)	138-156	151-169	161-179
Sporbredde: B	72,5 cm	77,5 cm	82,5 cm
Indvendig / sædebredde: I	op til 36 cm	op til 42 cm	op til 47 cm
Sædehøjde: M (inkl. pude)	43 cm	43 cm	43 cm
Sædedybde	25 - 37 cm	28 - 45 cm	31 - 48 cm
Længde på underben	op til 40 cm	op til 50 cm	op til 60 cm
Samlet ryghøjde	85 cm	90 cm	95 cm
Transportdimensioner: BDH	60 x 90 x 59 cm	65 x 94 x 62 cm	70 x 104 x 66 cm
Brugervægt (max last)	maks. 50 kg	maks. 70 kg	maks. 85 kg
Ekstra kurv under sædet	maks. 4 kg	maks. 4 kg	maks. 4 kg
ekstra lastpose til skubbehåndtag	maks. 3 kg	maks. 3 kg	maks. 3 kg
Rammevægt foldet (inkl. pude)	18 kg	20 kg	21 kg
Baghjul, luft	20"	20"	20"
Lufttryk på baghjulene	2,5-2,8 bar	2,5-2,8 bar	2,5-2,8 bar
Camber	5°	5°	5°
Sædevinkel	10°	10°	10°
Sædehældning (valgfrit)	ca. 00° - 30°.	ca. 0° - 30°.	ca. 0° - 30°.
Bagerste vinkel	120°	120°	120°
Justering af ryglæn (valgfrit)	ca. 110° - 140°.	ca. 110° - 140°.	ca. 110° - 140°.

TEKNISKE DATA



Få balance i kroppen

med



Anatomic SITT A/S

Marøgelhøj 22B
8520 Lystrup

Telefon 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web www.anatomicsitt.dk

FØLG OS PÅ:

