


Tekniske data for JOSI-go



JOSI-go Varenummer	Str. XS JG-10011	Str. S1 JG-10021	Str. S2 JG-10022	Str. M JG-10031	Str. L JG-10041
Brugerhøjde	ca. 80 - 105 cm	ca. 95 - 125 cm	ca. 115 - 145 cm	ca. 130 - 155 cm	ca. 145 - 165 cm
Højde: H	115 cm	115 cm	118 cm	120 cm	125 cm
Længde: L	95 cm	95 cm	97 cm	115 cm	125 cm
Totalbredde: W	63,5 cm	63,5 cm	63,5 cm	68,5 cm	68,5 cm
Totalbredde: B med Decon E-Drive	73 cm	73 cm	73 cm	78 cm	78 cm
Indvendig/sædebredde: I	op til 36 cm	op til 36 cm	op til 36 cm	op til 42 cm	op til 42 cm
Sædehøjde: S (inkl. pude, målt til fodstøtten)*	op til 32 cm	op til 36 cm	op til 36 cm	op til 50 cm	op til 50 cm
Sædedybde	20 - 32 cm	20 - 32 cm	28 - 36 cm	34 - 43 cm	34 - 43 cm
Underbenslængde	op til 34 cm	op til 38 cm	op til 38 cm	op til 52 cm	op til 52 cm
Samlet ryglænsøjde (ekskl. nakkestøtte)	43 cm	43 cm	48 cm	53 cm	53 cm
Mål sammenklappet: B x D x H	56 x 88 x 35 cm	56 x 88 x 35 cm	56 x 91 x 36 cm	61 x 102 x 40 cm	61 x 102 x 40 cm
Belastning / brugervægt	max. 50 kg	max. 50 kg	max. 50 kg	max. 80 kg	max. 80 kg
Maks. belastning i kurven under sædet	max. 3 kg	max. 3 kg	max. 3 kg	max. 3 kg	max. 3 kg
Vægt sammenklappet (ekskl. hjul)	13.8 kg	13.8 kg	14 kg	16 kg	16.5 kg
Forhjul	6"	6"	6"	6"	6"
Luftfyldte baghjul	16"	16"	16"	16"	16"
Dæktryk i baghjul	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar
Dæktryk i terræforhjul (hvis monteret)	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar
Sædevinkel	15°	15°	15°	15°	15°
Justering af sædevinkel (tilvalg)	ca. 15° - 35°	ca. 15° - 35°	ca. 15° - 35°	ca. 15° - 35°	ca. 15° - 35°
Rygvinkel	110°	110°	110°	110°	110°
Justering af ryglæn (tilvalg)	ca. 105° - 145°	ca. 105° - 145°	ca. 95° - 145°	ca. 110° - 160°	ca. 110° - 160°

