

FREEDOM JOGGER



Jogger

Anatomic SITT A/S

Marøgelhøj 22B
8520 Lystrup

Telefon 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web www.anatomicsitt.dk

FØLG OS PÅ:





JOGGER **FREEDOM**

- Letvægtsjogger, som giver frihed
i al slags terræn!

FREEDOM joggeren er designet til at åbne
en hel ny verden.

Store som små børn med fysiske handicaps kan nu nyde udflugter til stranden, parken eller på vandrestier sammen med deres familier eller institution.

Freedom jogger fås
standard i blå.

Traditionelle kørestole er ikke designede til bumlede og mudrede stier og veje, men FREEDOM joggeren tilbyder en dejlig tur, som går glat for enhver.

En jogger giver frihed og muligheder og med et regnslag, behøver du ikke at lade dig begrænse af det danske vejr.



Meget enkelt at montere
og afmontere.

Regnslaget er
gennemsigtigt
og holder
passageren tør.



Sæde specifikationer

Max højde til hoved	75 cm
Sædets ryghøjde	69 cm
Sædets rygbredde	34 cm
Sæde til knæhase	38 cm
Skulderbredde	46 cm
Knæhase til fodplade	43 cm
Bredde ved knæ	46 cm
Max brugervægt	96 kg

Ramme specifikationer (HxBxL)

Samlet og opslået	104x77x169 cm
Sammenklappet med hjul	51x77x135 cm
Sammenklappet uden hjul	39x61x119 cm
Produkt vægt	13,7 kg
Hjul størrelse	16" x3
Tilbagelænet sædevinkel	140 grader

Varenr.	HMI-nr.
10002	50651