

Nyhed!



Den menneskelige krop er ikke designet til at sidde stille i lange perioder. Du skal kunne bevæge dig og de fleste skifter stilling ofte, når de sidder, men for personer med funktionsnedsættelser kan det være svært.

**Anatomic Motion seat** er et siddesystem, som kontrolleret følger kroppens bevægelser.



## Anatomic Motion Seat Individuel

Anatomic Motion siddesystemet er specielt udviklet til brugere med ekstensionsspasticitet og svære siddeproblematikker.

Brugeren bevarer sin positionering af kroppen og får dermed en blid bevægelse i hofter, ryg og knæled og forhindrer fremadskridning.

Muligheden for ekstension i hofter- og knæled aflaster trykket på tuber og mindsker risikoen for tryksår.

Ekstensions- og fleksionsmodstanden i både hofter- og knæled justeres individuelt ved hjælp af gasfjedre, hvilket gør bevægelsesområdet kontrolleret og sikkert.

Ved ekstension er siddesystemet designet således, at nakkestøtten bevarer sin position under aktivitet.

Dette sæde er helt individuelt fremstillet efter en scanning af brugeren.

Sædet er et todelt Anatomic formstøbt sæde Soft, der er monteret på Motion-stellet for at opnå Motion-seriens dynamik, selv i et helt individuelt formstøbt sæde.