




Tekniske data

Seabass G2

Produktdata	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3
Max belastningsvægt (bruger+sæde)	135 kg	135 kg	135 kg
Sædehøjde (lav/standard)	41/46 cm	41/46 cm	41/46 cm
Længde (B) *	69 - 77 cm	69 - 77 cm	69 - 77 cm
Bredde (A) **	58 cm	63 cm	68 cm
Indvendig rammebredde (C)	35 cm	40 cm	45 cm
Indvendig bredde drivhjul	48 cm	53 cm	58 cm
Udvendig hjulbredde m. E-drive 16"	64.5 cm	69.5 cm	74.5 cm
Indvendig bredde svinghjul (D)	44 cm	49 cm	54 cm
Sædeplade (E/F) (bredde/dybde)	30/36 cm	30/36 cm	35/36 cm
Vægt	19 kg	20 kg	20 kg
Tilt	0-35° / -7-28°	0-35° / -7-28°	0-35° / -7-28°




* Længden ændres alt efter valg af drivhjul og drivhjulspostition. 12" er kortest og 24" er længst.

** Bredden som er angivet viser det bredeste mål på kørestolsstellet og er beroende på valg af drivhjul, stænkskærm og drivringe. Med 16" drivhjul er stolen bredest ved svinghjulene. Med 16" E-drive bredest ved drivhjulene.


Samtlige mål er taget med respektive størrelser i standardformat. Standardramme og 16" hjul.

ARMLÆN


Mål armlæn fra ryg	Størrelse 1	Størrelse 2
Mål armlænsplader (AxB)	33,0 x 7,5 cm	33,0 x 7,5 cm
Bredde mellem armlæn (C)	21,5-31,5 cm	30-53 cm
Højde fra sædeplade (D)	19-30 cm	24-35 cm
Afstand fra rygrør til plade (E)	5-13 cm	7-15 cm



FODSTØTTE



	A x B
Hel str. 2	345 x 225 mm
Hel str. 3	380 x 260 mm
Hel str. 4	380 x 300 mm
Hel str. 5	430 x 310 mm



	A x B
Delt str. 2	160 x 220 mm
Delt str. 3	180 x 255 mm
Delt str. 4	180 x 305 mm

Fodstøttestang profil længde (mm)			
Størrelse:	2	3	4/5
	200	250	300