


DK

Teknisk data bad- og toiletstel Starfish Mini


Chassi, længde	670 mm
Chassi, bredde	500 mm
Ryghøjde, profil	400 mm
Frigang toilet, (ikke tiltet)	42.5 / 45 / 47.5 cm
Tilt	-5° til +25° alt. 0° till +30°
Hofte-/rygvinkel	-20° til +60°
Hjul	100 mm
Max brugervægt:	65 kg
Max belastningsvægt:	80 kg

Rammefarve: RAL 9010





ARMLÆN

Armlæn fra ryg	mål indenfor armlæn
Armlæn str. 1	18 - 26 cm
Armlæn str. 2	22 - 32 cm



FODSTØTTE

	Varenr.	BxD	Stang
Hel	690151	345x225	250 mm
	690152	380x260	250 mm
	690153	380x300	300 mm
Delt	690161 690171	155x190	250 mm
	690162 690172	160x220	250 mm
	690163 690173	180x255	300 mm



BORD

	Mål			
Bord std.	A	B	C	D
Stl. 1	480	450	240	250
Stl. 2	540	515	260	290
Stl. 3	570	570	280	340
Stl. 4	660	600	320	385
Stl. 5	660	650	320	435

Støttebord	A	B	C	D
Stl. 1	380	450	230	260
Stl. 2	430	510	260	300
Stl. 3	490	580	300	340
Stl. 4	540	640	330	380
Stl. 5	620	740	380	440

