

STARFISHmini

*Bad- og toiletstol
for børn og unge*



Bad- & toiletstol - fleksibel og stabil



- ✓ Til børn og unge
- ✓ Tilbydes i 3 størrelser.
- ✓ Passer brugerhøjde 90–145 cm
- ✓ Max belastningsvægt 80 kg.
- ✓ Helt rustfri.
- ✓ Flere justeringsmuligheder.
- ✓ Kan forhøjes / sænkes 2,5 cm.
- ✓ Tilt: 25° bagud, 5° fremad
alt. 30° bagud, 0° fremad.
- ✓ Enkel justering af sædedel og ryg.
- ✓ Kan monteres med meget tilbehør.


✓ Justerbart tilt

Ryglænet kan også vippe separat ifht. sædet :
60° bagud, 20° fremad.



Højde- & sænkbar ryg

Højde- & sænkbar ryg som også kan også vippe separat i forhold til sædedelen
fra 60° bagud til 20° fremad. Monteringsmuligheder af tilbehør som kørebøjle,
hovedstøtte mv.



Justerbar sædedel

Justering af sædedybde og positioner til bad eller toilet.



Billedet nedenfor viser Starfish Mini udstyret med ekstra tilbehør.



Størrelse 1

Brugerhøjde	ca. 90–110 cm
Sædebredde	22 cm
Sædedybde	23–28 cm
Kropsbredde	18 cm
Ryghøjde	30 cm

Størrelse 2



Brugerhøjde	110–130 cm
Sædebredde	22 cm
Sædedybde	28–33 cm
Kropsbredde	20 cm
Ryghøjde	35 cm

Størrelse 3

Brugerhøjde	130–145 cm
Sædebredde	26 cm
Sædedybde	33–37 cm
Kropsbredde	22 cm
Ryghøjde	40 cm

Tekn.data stel


Bredde (B)	50 cm
Længde (L)	67 cm
Max brugervægt	65 kg
Max belastningsvægt	80 kg
Frigang toilet	42.5 / 45 / 47.5 cm
Tilt	25° bagud til 5° fremad alt. 30° bagud til 0° fremad
Hjul	10 cm



NEM AT TILPASSE TIL BRUGEREN MED FORSKELLIGT TILBEHØR:



Fodkasse



Bord



Armlæn fra ryg



Opklappelig armlæn



Anti-tip støtter



Ankelbespænding



Armbind



H-sele



STARFISH^{mini}

Bad- & toiletstol til børn & unge



Anatomic SITT A/S
Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup

☎ 86 17 01 74

✉ a-sitt@anatomic-sitt.dk

💻 anatomic-sitt.dk