


Zitzi Starfish Mini

Reservedelsliste side

Oversigt	2
Sædedel.....	3
Rygdel.....	4
Gaspatrontilt.....	5
Hovedstøtte	6
Sidejusterbart hovedstøttebeslag.....	7
Armlæn fra ryg, Armlæn skålformede.....	8
Armstøtte opklappelige.....	9
Bord	10
Støttebord	11
Fodstøtte.....	12
Fodstøttekasse	13
Supportbeslag	14
Svinghjul / Anti-tip støtte.....	15
Kørebøjle	16



Starfish Mini - Oversigt




Pos	Dele - tilbehør	Side
1	Sædedel	3
2	Rygdel	4
3	Gaspatrontilt	5
4	Hovedstøtte	6-7
5	Armstøtte	8-9
6	Fodstøtte	12-13
7	Svinghjul	15
8	Kørebjølle	16



Starfish Mini - Sædedel

Hovedprodukter:
690511, 690512, 690513.




Pos	Varenr.	Varenavn
1	690551	Plast til sædedel str. 1 - Starfish Mini
	690552	Plast til sædedel str. 2 - Starfish Mini
	690553	Plast til sædedel str. 3 - Starfish Mini
2	132912	Skrue M5 RF - Forsænket stjerne M5x12
3	132973	Skrue M6 RF - Lav unbraco M6x30 drilock
4	132970	Skrue M6 RF - Lav unbraco M6x16 drilock
5	142630	Fjederspændeskive M6 RF - 6,1x11,8x1,6
6	143600	Spændeskive M6 RF - 6,4x12x1,6
7	136006	Profilskrue M6 RF - Enkel 18mm

Starfish Mini - Ryg

Hovedprodukter:
690521, 690522, 690523.

Kørebøjle: se separat splittegning.




Pos	Varenr.	Varenavn
1	212535	Rygprofil - 35 cm - Starfish Mini
	212540	Rygprofil - 40 cm - Starfish
	212545	Rygprofil - 45 cm - Starfish
2	689185	Rygbøjle hvid kpl.
3	142630	Fjederpændeskive M6 RF - 6,1x11,8x1,6
4	143600	Spændeskive M6 RF - 6,4x12x1,6
5	136006	Profilskrue M6 RF - Enkel 18mm
6	690555	Plast til rygdel str. 1 - Starfish Mini
	690556	Plast til rygdel str. 2 - Starfish Mini
	690557	Plast til rygdel str. 3 - Starfish Mini
7	689168	T-nøgle 4mm - Zitzi Starfish
8	159615	Drejegreb RF M6x16 (arm 44 mm)
9	211326	Spænde 325 Hvid
10	132912	Skrue M5x12 forsænket A2
11	134015	Islagsmøtrik M5 RF A2

Polstring

Pos	Varenr.	Varenavn
	690565	Polstring til rygdel str. 1 - Starfish Mini
	690566	Polstring til rygdel str. 2 - Starfish Mini
	690567	Polstring til rygdel str. 3 - Starfish Mini


Starfish Mini - Gaspatrontilt



Pos	Varenr.	Varenavn
1	915214	Gaspatron 235mm - 300N rustfri - Starfish
2	915027	Aktiveringshus til vajer
3	387034	Vajer, tilt 80/88cm, hvid
4	387016	Håndtag, tilt sort (22mm) - samtlige stel

Starfish Mini - Hovedstøtte


Hovedprodukter:
689568, 689570



Pos	Varenr.	Varenavn
1	213195	Treledet hovedstøttestang str. 1 (120mm stang)
2	689568 689570	Hovedstøtteplade str. 1 lang - Starfish Hovedstøtteplade str. 2 lang - Starfish
3	689681 689682	Polstring, hovedstøtte, str. 1 langt - Starfish Polstring, hovedstøtte, str. 2 langt - Starfish
4	132912	Skrue M5 RF - Forsænket stjerne M5x12
5	143811	Planspændeskive M5 RF - 5,3x15x1,2
6	133305	Kupolmøtrik M5 RF
7	689246	Hovedstøttebeslag, kpl. - Starfish
8	143600	Spændeskive M6 RF - 6,4x12x1,5
9	142630	Fjederspændeskive M6 RF - 6,1x11,8x1,6
10	132970	Skrue M6 RF - Lav unbraco M6x16 drilock
11	159615	Drejegreb M6x16 (arm 44 mm), RF

Starfish Mini - Sidejusterbart hovedstøttebeslag


Hovedprodukter:
689245




Pos	Varenr.	Varenavn
1	152755	Bundplade til justerbart hovedstøttebeslag, rustfri
2	152751	Profil til justerbart hovedstøttebeslag, rustfri
3	136008	Profilskrue M6 RF - Dobbel 50 mm
4	136006	Profilskrue M6 RF - Enkel 18 mm
5	126616	Skrue M6 - Høj M6x16 MC6S FZB
6	143600	Spændeskive M6 RF - 6,4x12x1,5
7	132616	Skrue M6 RF - Forsænket unbraco M6x16
8	145003	Endeafslutning til rektangulær tresporsprofil, sort (40x15 mm)
9	152702	Beslag hovedstøtte
10	159615	Drejegreb M6x16 (arm 44 mm), rustfri

Starfish Mini - Armlæn fra ryg / Skålformet armstøtte

Hovedprodukter:
690051-690052
690071




Pos	Varenr.	Varenavn
1	690049	Beslag armstøtte ryg, kpl (stk.) - Starfish Mini
2	689265 689267	Armstøttestang str. 1 Armstøttestang str. 2
3	689610	Beslag armstøttesplade (stk.) - Starfish
4	990065 990064	Armstøtteplade str. 1, 230x75mm Armstøtteplade str. 2, 330x75mm
5	158822	Vingvred II rustfri M8x16
6	132970	Skrue M6 RF - Lav unbraco M6x16 drilock
7	143600	Spændeskive M6 RF - 6,4x12x1,5
8	136006	Profilskrue M6 RF - Enkel 18mm
9	142630	Fjederspændeskive M6 RF - 6,1x11,8x1,6
10	131612	Skrue M6 RF - lav unbraco M6x12
11	112023	Endeafslutning, 15x15, sort
12	689917 689918	Plast armstøtte skålformet (325mm) hø. Plast armstøtte skålformet (325mm) ve.
13	689470	Lang spændeskive Armstøtteplade skålformet str. 1-2 Hygiejne
14	132970	Skrue M6 RF - Lav unbraco M6x16 drilock
15	689976 689977	Polstring std, armstøtte skålformet (325mm) hø. Polstring std, armstøtte skålformet (325mm) ve.



Starfish Mini - Armstøtte opklappelige


Hovedprodukter:
690061-690062



Pos	Varenr.	Varenavn
1	690049	Beslag armstøtte rygg, kpl (stk.) - Starfish Mini
2	689991 689993	Armstøttestang opklappelig, str. 1, hø. - Starfish Armstøttestang opklappelig, str. 2, hø. - Starfish
3	689992 689994	Armstøttestang opklappelig, str. 1, ve. - Starfish Armstøttestang opklappelig, str. 2, ve. - Starfish
4	689610	Beslag armstøtteplade (stk.) - Starfish
5	990065 990064	Armstøtteplade str. 1, 230x75mm Armstøtteplade str. 2, 330x75mm
6	158822	Vingvred II Rustfri M8x16
7	132970	Skrue M6 RF - Lav unbraco M6x16 drillock
8	131612	Skrue M6 RF - lav unbraco M6x12
9	143600	Spændeskive M6 RF - 6,4x12x1,5
10	136006	Profilskrue M6 RF - Enkel 18mm
11	142630	Fjederspændeskive M6 RF - 6,1x11,8x1,6
12	112023	Endeafslutning, 15x15, sort


Starfish Mini - Bord

Hovedprodukter:
990251, 990252, 990253




Pos	Varenr.	Varenavn
1	285346	Bord str. 1 (endast plast) - Zitzi
	285347	Bord str. 2 (endast plast) - Zitzi
	285348	Bord str. 3 (endast plast) - Zitzi
2	285800	Polstring bord str. 1 hø. (stk.) - Zitzi
	285802	Polstring bord str. 2 hø. (stk.) - Zitzi
	285804	Polstring bord str. 3 hø. (stk.) - Zitzi
3	285801	Polstring bord str. 1 ve. (stk.) - Zitzi
	285803	Polstring bord str. 2 ve. (stk.) - Zitzi
	285805	Polstring bord str. 3 ve. (stk.) - Zitzi
4	138640	Skrue M6 RF - lav m. fläns unbraco M6x40
5	111001	Afstandsstykke plast 16x3xM6
6	990061	Gummi spændeskive 6.2x25x2
7	111022	Afstandsstykke Alu 20x19xM6, til bord
8	152775	Låsearm lang sort, hø. til bord
9	137006	Låsemøtrik M6 RF
10	133106	Møtrik M6
11	152776	Låsearm lang sort, ve. til bord
12	152783	Arm lang hø. kpl. til bord - Zitzi
13	152784	Arm lang ve. kpl. til bord - Zitzi

Grå positioner fås ikke enkeltvis. De er inkluderet i sæt 12 og 13.




Starfish Mini - Støttebord

Hovedprodukter:
990201, 990202, 990203



Pos	Varenr.	Varenavn
1	990281	Plast støttebord transparent str. 1 - Zitzi
	990282	Plast støttebord transparent str. 2 - Zitzi
	990283	Plast støttebord transparent str. 3 - Zitzi
2	990285	Polstring støttebord str. 1-2 Hø.
	990286	Polstring støttebord str. 1-2 Ve.
	990287	Polstring støttebord str. 3-5 Hø.
	990288	Polstring støttebord str. 3-5 Ve.
3	132645	Skrue M6 RF - Forsænket unbraco M6x45
4	990061	Gummisspændeskive 6.2x25x2
5	111022	Afstandsstykke Alu 20x19xM6, til bord
6	111001	Afstandsstykke plast 16x3xM6
7	385317	Låsearm bord - Zitzi
8	137006	Låsemøtrik M6 RF
9	133106	Møtrik M6
10	152785	Låsearm kpl. til støttebord - Zitzi

Grå positionerfås ikke enkeltvis. De er inkluderet i sæt 10.




Starfish Mini - Fodstøtte

Hovedprodukter:


690151 - 690153 Fodstøtte hel opklappeligt

690161 - 690163 Fodstøtte delt opklappeligt

690171 - 690173 Fodstøtte delt med kugleled




Pos	Varenr.	Varenavn
1	212425	Fodstøtteprofil 25cm hvid - Starfish
	212430	Fodstøtteprofil 30cm hvid - Starfish
	212435	Fodstøtteprofil 35cm hvid - Starfish
2	689202	Opklappeligt fodstøttebeslag
3	213110	Tagled 1 (Fodstøtteadapter)
4	213134	Tagled 3 Vinklet (Firkant 80mm lang)
5	213170	Tagled 8 (Rundprofil)
6	990236	Plast fodstøtteplade delt, hvid B155xD190mm (sæt) - Starfish
	990237	Plast fodstøtteplade delt, hvid, B160xD220mm (sæt) - Starfish
	990238	Plast fodstøtteplade delt, hvid, B180xD255mm (sæt) - Starfish
7	159630	Drejegreb M6x30 (arm 44 mm), rustfri
8	159615	Drejegreb M6x16 (arm 44 mm), rustfri
9	135010	Profilskrue enkel M6, 35 mm
10	132972	Skrue MLC6S M6x25 A2
11	132616	Skrue M6 RF - Forsænket unbraco M6x16
12	132971	Skrue M6 RF - Lav unbraco M6x20 drilock
13	145002	Endeafslutning fodstøtteprofil (rund)
14	143600	Spændeskive M6 RF - 6,4x12x1,5
15	142630	Brytspændeskive M6 RF A2
16	143812	Spændeskive M6x18x1,5 RF A2
17	137006	Låsemøtrik M6 RF
18	689097	Kugleledsadapter fodstøtte (sæt)
19	990232	Plast fodstøtteplade hel, hvid, B345xD225mm
	990233	Plast fodstøtteplade hel, hvid, B380xD260mm
	990234	Plast fodstøtteplade hel, hvid, B380xD300mm



Starfish Mini - Fodkasse


Hovedprodukter:
690201 - 690203



Pos	Varenr.	Varenavn
1	690221	Plast, hvid til fodkasse Starfish str. 1 (hel+del)
	690222	Plast, hvid til fodkasse Starfish str. 2 (hel+del)
	690223	Plast, hvid til fodkasse Starfish str. 3 (hel+del)
2	690226	Polstring fodkasse Starfish str. 1 (sæt)
	690227	Polstring fodkasse Starfish str. 2 (sæt)
	690228	Polstring fodkasse Starfish str. 3 (sæt)
3	689647	Lægstøttebeslag hvid (stk.) - Starfish
4	132970	Skrue M6 RF - Lav unbraco M6x16 drilock
5	143600	Spændeskive M6 RF - 6,4x12x1,6
6	689214	Spormøtrik M6, RF (glidemøtrik)
7	136008	Profilskrue M6 RF - Dobbelt 50mm
8	132616	Skrue M6 RF - Forsænket unbraco M6x16
9	142630	Fjederspændeskive M6 RF -6.1x11.8x1.6


Starfish Mini - Øvre monteringsbeslag

Hovedprodukter:
689284



Pos	Varenr.	Varenavn
1	689897	Øvre monteringsbeslag, (200mm), hø. (stk.)
2	689898	Øvre monteringsbeslag, (200mm), ve. (stk.)
3	132949	Skrue M6 RF - Lav unbraco M6x16
4	142630	Fjederspændeskive M6 RF - 6,1x11,8x1,6
5	143600	Spændeskive M6 RF - 6,4x12x1,5
6	136006	Profilskrue M6 RF - Enkel 18mm


Starfish Mini - Svinghjul, Anti-tip støtte



Pos.	Varenr.	Varenavn
1	212153	Hjul 100mm, sort broms (stk.) - Clozitt/Starfish Pro
2	128050	Skrue M10 RF - Høj unbraco M10x50
3	143603	Spændeskive M10 RF - 10,5x24x2,5
4	689655	Anti-tip støtte (sæt) - Starfish Pro
5	130611	Stopskrue M6 RF - Plan unbraco M6x10
6	689601	Endeafslutning fodpedal - Starfish Pro

Starfish Mini - Kørebøjle

Hovedprodukter:
689555



Pos	Varenr.	Varenavn
1	689555	Kørebøjle hvid (beslag rygprofil) - Starfish Pro
2	387078	Gummigreb til kørehåndtag Pro
3	136006	Profilskrue M6 RF - Enkel 18mm
4	132949	Skrue M6 RF - Lav unbraco M6x16
5	142630	Fjederspændeskive M6 RF - 6,1x11,8x1,6
6	143600	Spændeskive M6 RF - 6,4x12x1,5