

Tekniske data Starfish Mini



BAD- OG TOILETSTOL

Længde	670 mm
Bredde	500 mm
Frigang toilet (utilitet)	425 / 450 / 475 mm

Tilt	25° bagud, 5° fremad alt. 30° bagud, 0° fremad
------	---


Hjul	100 mm
------	--------

Max brugervægt	65 kg
Max belastningsvægt	80 kg
Rammefarve	RAL 9010



SÆDEDEL


STØRRELSE	SÆDEDYBDE	SÆDEBREDDE
Str. 1	230-280 mm	220 mm
Str. 2	280-330 mm	220 mm
Str. 3	330-370 mm	260 mm



RYG



STØRRELSE	RYGHØJDE	KROPSBREDDE	RYGPROFIL
Str. 1	300 mm	180 mm	350 mm
Str. 2	350 mm	200 mm	400 mm
Str. 3	400 mm	220 mm	450 mm

Hofte-/rygvinkel samtlige størrelser:
60° bagud, 20° fremad




FODSTØTTE

	Varenr.	BxD	Stang
Hel	690151	345x225	250 mm
	690152	380x260	300 mm
	690153	380x300	350 mm
Delt	690161	155x190	250 mm
	690171		
	690162	160x220	300 mm
	690172		
	690163	180x255	350 mm
	690173		




ARMLÆN

Størrelse	Mål mellem armlæn
Armlæn str. 1	180 - 260 mm
Armlæn str. 2	220 - 320 mm




BORD

	MÅL			
Bord std.	A	B	C	D
Str. 1	480 x 450 x 240 x 250 mm			
Str. 2	540 x 515 x 260 x 290 mm			
Str. 3	570 x 570 x 280 x 340 mm			




Støttebord	A	B	C	D
Str. 1	380 x 450 x 230 x 260 mm			
Str. 2	430 x 510 x 260 x 300 mm			
Str. 3	490 x 580 x 300 x 340 mm			



FODKASSE

A (højde fra fodplade)	
Str. 1	180 mm
Str. 2	210 mm
Str. 3	240 mm



LÆGSTØTTE

	B x H
Str. 1	140 x 100 mm
Str. 2	140 x 120 mm
Str. 3	150 x 150 mm

