




Tekniske data Starfish Pro

Passer brugerhøjde	Størrelse 1 ca. 120-145 cm	Størrelse 2 140-175 cm	Størrelse 3 170-200 cm
Stel med hel sædedel	Sædedel hel str. 1	Sædedel hel str. 2	Sædedel hel str. 3
Sædedybde (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Sædebredde (med betræk) (B)	365-395 mm	435-465 mm	495-525 mm
Størrelse hygiejne hul (C)	80-110 mm	100-130 mm	125-155 mm
Stel med delt sædedel	Sædedel delt str. 1	Sædedel delt str. 2	Sædedel delt str. 3
Sædedybde (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Sædebredde (B)*	350-480 mm	380-510 mm	390-520 mm
Bredde bændel m betræk (D)	165 mm	185 mm	200 mm
Størrelse hygiejne hul (C)	50-180 mm	40-170 mm	30-160 mm
Frigang toilet, Man. stel	41-51 cm	41-51 cm	41-51 cm
Frigang toilet, Hydraulisk/EI	41-66 cm	41-66 cm	41-66 cm
Sædehøjde, Man. stel**	50-63 cm	50-63 cm	50-63 cm
Sædehøjde, Hydraulisk/EI**	50-78 cm	50-78 cm	50-78 cm
Tilt	-5° til +30°	-5° til +30°	-5° til +30°
Hofte-/rygvinkel	-10° til +35°	-10° til +35°	-10° til +30°
Stel, bredde (H)	540 mm	540 mm	590 mm
Stel, længde (I)	690 mm	690 mm	790 mm
Hjul	100 mm	100 mm	100 mm
Frigang	65 mm	65 mm	65 mm
Ca. vægt inkl. hovedstøtte, fodstøtte, armlæn	31 kg	33 kg	35 kg
Max brugervægt Man. stel:	150 kg	150 kg	150 kg
Max brugervægt Hydraulisk/EI:	150 kg	150 kg	150 kg

* Max sædebredde fås, når sædedelene er monteret i yderspor på sædepladen


** ekskl. betræk



Rammefarve: RAL 9010


RYG	højde (mm)		Kropsstøtte (mm)		
	Plast (E)	Profil	Bredde (F)	Dybde (G)	Højde (H)
Str. 1	460	450	210-300	140	210
Str. 2	560	550	240-340	170	230
Str. 3	660	650	300-400	200	260

Kropsstøttebeslaget justeres frit i højdeleddet på rygprofilen. Hver kropsstøtte kan justeres individuelt 85 mm i højdeled og 45 mm i sideled.



STARFISH ARMLÆN

Armlæn fra ryg	mål indenfor armlæn
Armlæn str. 1	30 - 42 cm
Armlæn str. 2	36 - 48 cm
Armlæn str. 3	44 - 54 cm





BORD


Mål

Bord std.	A	B	C	D
Str. 1	480 x 450 x 240 x 250 mm			
Str. 2	540 x 515 x 260 x 290 mm			
Str. 3	570 x 570 x 280 x 340 mm			
Str. 4	660 x 600 x 320 x 385 mm			
Str. 5	660 x 650 x 320 x 435 mm			

Støttebord	A	B	C	D
Str. 1	380 x 450 x 230 x 260 mm			
Str. 2	430 x 510 x 260 x 300 mm			
Str. 3	490 x 580 x 300 x 340 mm			
Str. 4	540 x 640 x 330 x 380 mm			
Str. 5	620 x 740 x 380 x 440 mm			



Fodstøtte	mål B x D
Hel str. 1	345 x 225 mm
Hel str. 2	380 x 255 mm
Hel str. 3	380 x 310 mm
Delt str. 1	160 x 220 mm
Delt str. 2	180 x 255 mm
Delt str. 3	180 x 305 mm



Str:	1	2	3
Stangens længde	30	40	40 cm

Hoftestøtte

	A x B x C (min-max)
Str. 1-2	220 x 140 x 350-450 mm
Str. 3	260 x 165 x 410-510 mm

