

BESTILLINGSGUIDE

Support serien



INDHOLD

Oversigt.....	2	Universalbælte	10
Hoftebælter	3	Armbind og håndmanchet.....	11
Valg af spænde og trækretning.....	3	Ankelbespænding og fodstropper.....	12
Sittbælt Comfort Pro.....	4	Support Blå	13
Sittbælt Pro	5	Sittbælt Comfort Blå	13
Antirotationsbælte.....	6	Sittbælt Blå	13
Valg af størrelse.....	6	Antirotationsbælte Blå.....	13
Brystseler.....	7	Sternumstøtte og H-sele.....	14
Sternumstøtte og sternumvest	7	Ankelbespænding og Armbind	14
H-sele og Thoraxsele.....	8	Monteringsstilbehør	15
Skuldersele	9	Reserve dele.....	16
Brystbælte	9		
Valg af materiale og størrelse.....	10		



Vi har fremstillet Support-serien siden begyndelsen af 90'erne, hvilket har givet os stor viden om positioneringsproblematikker. En velplaceret overkrop er en forudsætning for vores brugere for bedre hovedkontrol, vejtrækning, mobilitet og ikke mindst komfort.

Support-serien kan bruges i vores egne eller andre siddesystemer på markedet, kørestole, arbejdsstole og bad- og toiletstole eller, hvor der er behov for støtte!

HOFTEBÆLTER

Vi tilbyder forskellige typer hoftebælter for at imødekomme borgerens behov. Vi har bælter med 2 eller 4 fastgørelsespunkter.



BRYSTSELER

Vi har flere forskellige typer brystsele, designet til at passe til forskellige behov og give optimal postural kontrol.



ANKELBESPÆNDING

Ankelbæspændingen giver en stabil støtte og holder fødderne på fodpladerne. Monteres enkelt på fodpladerne.



FODSTROP

Med en fodstrop er det nemt at positionere foden. Fodstroppen monteres i fodpladen. Tilbydes også uden polstring.



HÅNDMANCHET

Håndmanchetten kan være en hjælp for dem, som har besvær med at holde hånden/hænderne på styret/kørehåndtaget.




ARMBIND

For at positionere armene og forhindre overstrækning. Armbind monteres diagonalt for bedste effekt.



UNIVERSALBÆLTE

Et stærkt elastisk bælte med mange anvendelsesområder.



BRYSTBÆLTE

Brystbæltet giver en fleksibel støtte, hvor eventuel gnidning under armhulerne undgås.



SUPPORT BLÅ - TIL BAD- OG TOILETSTOLE

En stor del af positionerings-sortimentet tilbydes i blå, så det passer til bad- og toiletstole.



Hoftebæltet

– til positionering af bækkenet

Hoftebæltet kan have en afgørende betydning for sikkerheden og for at brugeren sidder i korrekt position i sin kørestol eller siddesystem.

Et hoftebælte kan være mindst lige så vigtigt, som en trykafastende pude. Hoftebæltene anvendes for at holde bækkenet i rette position, samt

modvirke fremadskridning og dermed unødigt højt tryk på halebenet og sædekuglerne, eller træk i huden.

Vi har tre forskellige hoftebæltet:

Sittbelt Comfort Pro, **Sittbelt Pro** samt **Antirotationsbælte**.

Valg af stramning

Hoftebæltene tilbydes med forskellige spænder og trækretning / stramning.

Vi har tre forskellige varianter af stramning:

- **ENKELT TRÆK** (en fra midten) er det mest almindelige.
- **DOBBELT TRÆK** (to fra midten) gør det nemmere at tilpasse til forskelligt tøj.
- **SIDEVERS TRÆK** (to fra siderne) får lettere brugeren i ønskede position med mindre kraft.



ENKEL TRÆK



DOBBELT TRÆK




SIDEVERS TRÆK



211760/211762
Spænde DFS25/DFS40
Sidevers træk

Valg af spænde

Bæltene tilbydes med forskellige spænder beroende på belastning, trækretning/stramning for at tilgodese forskellige brugeres behov.



SPÆNDE	MATERIALE	STRAMNING		SPÆNDETS BÅNDBREDE	
		Plast	Metal		Enkel
1 DWSR25 DWSR40	Ja			Ja	25 mm 40 mm
2 742	Ja			Ja	40 mm
3 S40	Ja		Ja		40 mm
4 725	Ja		Ja		25 mm
5 740	Ja		Ja		40 mm
6 Autolås		Ja	Ja		40 mm
7 Flyspænde		Ja	Ja		40 mm
8 Chromeline		Ja	Ja		25 mm
9 325 340	Ja		Ja		25 mm 40 mm
10 M3	Ja		Ja		40 mm
11 Sikkerhedslås M3	Ja				



Sittbelt Comfort Pro



Den enkle og praktiske hoftese, der ofte bruges sammen med komfort-kørestole. Sittbelt Comfort Pro har to fastgørelsesstropper og fås i fire forskellige størrelser afhængig af den enkeltes hoftebredde.

Sittbelt Comfort Pro har to bæltepuder, der enten er syet ind i fastgørelsesstropperne, eller som flydende (aftagelige) som så kan justeres efter behov.

Vi tilbyder forskellige spændemuligheder (se side 3) til Sittbelt Comfort Pro, så du kan vælge det, der passer bedst til dine behov.

Bæltepuderne er syet i det behagelige materiale Soft, som er et blødt skumlignende materiale med stretch, der er behageligt mod huden.

STØRRELSE

Både for **Sittbelt Pro** og **Sittbelt Comfort Pro**.

Hoftebredde


Brugerens hoftebredde afgør hvilken størrelse af hoftebæltet som passer.

15–27 cm → **S**

27–37 cm → **M**

35–45 cm → **L**

45–60 cm → **XL**



Bæltepudemål

A × B × C


S 15,5 × 8 × 5 cm

M 20 × 8,5 × 6 cm

L 25 × 8,5 × 6 cm

XL 30 × 8,5 × 6 cm

OBS! Hvert bælte har to bæltepuder



Båndbredde 25 mm

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

sort

se side 13

VASK

Kan vaskes på 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



E-træk = Enkelt træk D-træk = Dobbelt træk S-træk = Sidevers træk

Varenr.	Hoftbælte 2-punktsbælte fast bæltepude
374115	Sittbelt Comfort Pro Fast str. S, spænde DFS25, S-træk, HB15-27cm (stk)
374116	Sittbelt Comfort Pro Fast str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB15-27cm (stk)
374117	Sittbelt Comfort Pro Fast str. S, spænde 725, E-træk, HB15-27cm (stk)
374118	Sittbelt Comfort Pro Fast str. S, chromeline, E-træk, HB15-27cm (stk)
374125	Sittbelt Comfort Pro Fast str. M, spænde DFS40, S-træk, HB27-37cm (stk)
374126	Sittbelt Comfort Pro Fast str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB27-37cm (stk)
374127	Sittbelt Comfort Pro Fast str. M, spænde 740, E-træk, HB27-37cm (stk)
374128	Sittbelt Comfort Pro Fast str. M, spænde autolås, E-træk, HB27-37cm (stk)
374162	Sittbelt Comfort Pro Fast str. M, spænde M3, E-træk, HB27-37cm (stk)
374135	Sittbelt Comfort Pro Fast str. L, spænde DFS40, S-træk, HB35-45cm (stk)
374136	Sittbelt Comfort Pro Fast str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB35-45cm (stk)
374137	Sittbelt Comfort Pro Fast str. L, spænde 740, E-træk, HB35-45cm (stk)
374138	Sittbelt Comfort Pro Fast str. L, spænde autolås, E-træk, HB35-45cm (stk)
374139	Sittbelt Comfort Pro Fast str. L, spænde flysp. E-træk, HB35-45cm (stk)
374163	Sittbelt Comfort Pro Fast str. L, spænde M3, E-træk, HB35-45cm (stk)
374145	Sittbelt Comfort Pro Fast str. XL, spænde DFS40, S-træk, HB45-60cm (stk)
374146	Sittbelt Comfort Pro Fast str. XL, spænde DWSR40, D-træk, HB45-60cm (stk)
374147	Sittbelt Comfort Pro Fast str. XL, spænde 740, E-træk, HB45-60cm (stk)
374148	Sittbelt Comfort Pro Fast str. XL, spænde autolås, E-træk, HB45-60cm (stk)
374164	Sittbelt Comfort Pro Fast str. XL, spænde M3, E-træk, HB45-60cm (stk)

Varenr.	Hoftbælte 2-punktsbælte flytbar bæltepude
374051	Sittbelt Comfort Pro str. S, spænde 725, E-træk, HB15-27cm (stk)
374052	Sittbelt Comfort Pro str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB15-27cm (stk)
374053	Sittbelt Comfort Pro str. S, chromeline, E-træk, HB15-27cm (stk)
374040	Sittbelt Comfort Pro str. S, 325-forstærket, E-træk, HB15-27cm (stk)
374057	Sittbelt Comfort Pro str. M, spænde 740, E-træk, HB27-37cm (stk)
374086	Sittbelt Comfort Pro str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB27-37cm (stk)
374087	Sittbelt Comfort Pro str. M, spænde autolås, E-træk, HB27-37cm (stk)
374079	Sittbelt Comfort Pro str. M, 340-forstærket, E-træk, HB27-37cm (stk)
374159	Sittbelt Comfort Pro str. M, spænde M3, E-træk, HB27-37cm (stk)
374050	Sittbelt Comfort Pro str. L, spænde 742, D-træk, HB35-45cm (stk)
374054	Sittbelt Comfort Pro str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB35-45cm (stk)
374058	Sittbelt Comfort Pro str. L, spænde 740, E-træk, HB35-45cm (stk)
374059	Sittbelt Comfort Pro str. L, spænde flysp. E-træk, HB35-45cm (stk)
374083	Sittbelt Comfort Pro str. L, 340-forstærket, E-træk, HB35-45cm (stk)
374160	Sittbelt Comfort Pro str. L, spænde M3, E-træk, HB35-45cm (stk)
374084	Sittbelt Comfort Pro str. XL, spænde DWSR40, D-træk, HB45-60cm (stk)
374085	Sittbelt Comfort Pro str. XL, spænde 740, E-træk, HB45-60cm (stk)
374089	Sittbelt Comfort Pro str. XL, spænde flysp. E-træk, HB45-60cm (stk)
374098	Sittbelt Comfort Pro str. XL, 340-forstærket, E-træk, HB45-60cm (stk)
374161	Sittbelt Comfort Pro str. XL, spænde M3, E-træk, HB45-60cm (stk)

Sittbelt Pro



Et optimalt bælte til formstøbte sæder/siddesystemer og kørestole. Passer til alle typer brugere og giver god positionering og modvirker forskydningseffekten.

Sittbelt Pro har fire fastgørelsesstropper med en båndbredde på 25 mm og bælteerne er udstyret med to bæltepuder, der enten kommer syet ind i fastgørelsesstropperne eller som flytbare, som så giver fleksibilitet efter behov.

Vi tilbyder forskellige spændemuligheder (se side 3), så du kan tilpasse dit bælte efter dine specifikke behov og ønsker.

Bæltepuderne er syet i det behagelige materiale Soft, som er et blødt skumliggende materiale med stretch, der ligger behageligt mod huden.

STØRRELSE

Både til **Sittbelt Pro** og **Sittbelt Comfort Pro**.

Hoftebredde


Brugerens hoftebredde afgør hvilken størrelse af hoftebæltet, som passer.

15–27 cm → **S**

27–37 cm → **M**

35–45 cm → **L**

45–60 cm → **XL**



Bæltepudemål

A × B × C


S 15,5 × 8 × 5 cm

M 20 × 8,5 × 6 cm

L 25 × 8,5 × 6 cm

XL 30 × 8,5 × 6 cm

OBS! Hvert bælte har to bæltepuder



Båndbredde 25 mm

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

sort

se side 13

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



E-træk = Enkelt træk D-træk = Dobbelt træk

Varenr. Sittbelt Pro 4-punktsbælte fast bæltepude

374111	Sittbelt Pro Fast stl S, spænde DWSR25, D-træk, HB15-27cm (stk)
374112	Sittbelt Pro Fast stl S, spænde 725, E-træk, HB15-27cm (stk)
374113	Sittbelt Pro Fast stl S, chromeline, E-træk, HB15-27cm (stk)
374121	Sittbelt Pro Fast str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB27-37cm (stk)
374122	Sittbelt Pro Fast str. M, spænde 740, E-træk, HB27-37cm (stk)
374123	Sittbelt Pro Fast stl M, spænde autolås, E-træk, HB27-37cm (stk)
374184	Sittbelt Pro Fast str. M, spænde M3, E-træk, HB27-37cm (stk)
374131	Sittbelt Pro Fast stl L, spænde DWSR40, D-træk, HB35-45cm (stk)
374132	Sittbelt Pro Fast stl L, spænde 740, E-træk, HB35-45cm (stk)
374133	Sittbelt Pro Fast stl L, spænde autolås, E-træk, HB35-45cm (stk)
374134	Sittbelt Pro Fast stl L, spænde flysp. E-træk, HB35-45cm (stk)
374185	Sittbelt Pro Fast str. L, spænde M3, E-træk, HB35-45cm (stk)
374141	Sittbelt Pro Fast str. XL, spænde DWSR40, D-træk, HB45-60cm (stk)
374142	Sittbelt Pro Fast str. XL, spænde 740, E-træk, HB45-60cm (stk)
374143	Sittbelt Pro Fast str. XL, spænde autolås, E-træk, HB45-60cm (stk)
374186	Sittbelt Pro Fast str. XL, spænde M3, E-træk, HB45-60cm (stk)

E-træk = Enkelt træk D-træk = Dobbelt træk

Varenr. Sittbelt Pro 4-punktsbælte flytbar bæltepude

374046	Sittbelt Pro str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB15-27cm (stk)
374045	Sittbelt Pro str. S, spænde 725, E-træk, HB15-27cm (stk)
374056	Sittbelt Pro str. S, spænde chromeline, E-træk, HB15-27cm (stk)
374047	Sittbelt Pro str. S, Plus, spænde DWSR25, D-træk, HB20-30cm (stk)
374044	Sittbelt Pro str. S, Plus, spænde 725, E-træk, HB20-30cm (stk)
374043	Sittbelt Pro str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB27-37cm (stk)
374036	Sittbelt Pro str. M, 340-forstærket, E-træk, HB27-37cm (stk)
374037	Sittbelt Pro str. M, spænde S40, E-træk, HB27-37cm (stk)
374041	Sittbelt Pro str. M, spænde 740, E-træk, HB27-37cm (stk)
374042	Sittbelt Pro str. M, spænde autolås, E-træk, HB27-37cm (stk)
374178	Sittbelt Pro str. M, spænde M3, E-træk, HB27-37cm (stk)
374038	Sittbelt Pro str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB35-45cm (stk)
374030	Sittbelt Pro str. L, spænde 742, D-træk, HB35-45cm (stk)
374031	Sittbelt Pro str. L, spænde 740, E-træk, HB35-45cm (stk)
374033	Sittbelt Pro str. L, spænde flysp. E-træk, HB35-45cm (stk)
374034	Sittbelt Pro str. L, spænde autolås, E-træk, HB35-45cm (stk)
374035	Sittbelt Pro str. L, 340-forstærket, E-træk, HB35-45cm (stk)
374179	Sittbelt Pro str. L, spænde M3, E-træk, HB35x45cm (stk)
374026	Sittbelt Pro str. XL, spænde DWSR40, D-træk, HB45-60cm (stk)
374027	Sittbelt Pro str. XL, spænde 740, E-træk, HB45-60cm (stk)
374028	Sittbelt Pro str. XL, spænde flysp. E-træk, HB45-60cm (stk)
374025	Sittbelt Pro str. XL, spænde autolås, E-træk, HB45-60cm (stk)
374029	Sittbelt Pro str. XL, 340-forstærket, E-træk, HB45-60cm (stk)
374180	Sittbelt Pro str. XL, spænde M3, E-træk, HB45-60cm (stk)

Antirotationsbælte



Vores Antirotationsbælte bruges ofte i formstøbte sæder/siddesystemer for at tilbyde effektiv positionering og modvirke forskydningseffekter og rotation af bækkenet.

Det har fire fastgørelsesstropper og fås i forskellige størrelser alt efter hoftebredde. Bæltepuderne er syet ind i fastgørelsesbåndene.

Fås i materialet Soft, som er et blødt skumlignende materiale med stretch, der er behageligt for huden. Eller med materialet Gel, som er en kombination af et ventilierende Coolmax stof på indersiden, der gør det køligere for den enkelte, samt indsyet gel for optimal komfort, plus en behagelig blød yderside.

STØRRELSE

Hoftebredde


Brugerens hoftebredde afgør hvilken størrelse af hoftebæltet som passer.

15–25 cm → **XS**

25–32 cm → **S**

30–42 cm → **M**

40–60 cm → **L**



Bæltepudemål

A × B

XS 15 × 11 cm

S 19 × 14 cm


M 21 × 16,5 cm

L 23 × 19,5 cm

OBS! Hvert bælte har to bæltepuder



MATERIALEVALG



FARVEVALG

sort [se side 13](#)

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr.	Antirotationsbælte 4-punktsbælte fast bæltepude
374060	Antirotationsbælte str. XS, spænde DWSR25, D-træk, HB15-25cm (stk)
374065	Antirotationsbælte str. XS, spænde chromeline, E-træk, HB15-25cm (stk)
374061	Antirotationsbælte str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB 25-32cm (stk)
374062	Antirotationsbælte str. S, spænde DWSR40, D-træk, HB25-32cm (stk)
374066	Antirotationsbælte str. S, spænde chromeline, E-træk, HB25-32cm (stk)
374166	Antirotationsbælte str. S, 325-forstærket, E-træk, HB 25-32cm (stk)
374063	Antirotationsbælte str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB30-42cm (stk)
374078	Antirotationsbælte str. M, spænde 740, E-træk, HB30-42cm (stk)
374067	Antirotationsbælte str. M, spænde autolås, E-træk, HB30-42cm (stk)
374077	Antirotationsbælte str. M, 340-forstærket, E-træk, HB30-42cm (stk)
374173	Antirotationsbælte str. M, spænde M3, E-træk, HB30-42cm (stk)
374064	Antirotationsbælte str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB40-60cm (stk)
374074	Antirotationsbælte str. L, spænde 740, E-træk, HB40-60cm (stk)
374068	Antirotationsbælte str. L, spænde autolås, E-træk, HB40-60cm (stk)
374069	Antirotationsbælte str. L, spænde flysp, E-træk, HB40-60cm (stk)
374174	Antirotationsbælte str. L, spænde M3, E-træk, HB40-60cm (stk)

Varenr.	Antirotationsbælte Gel, 4-punktsbælte fast bæltepude
374091	Antirotationsbælte Gel str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB25-32cm (stk)
374094	Antirotationsbælte Gel str. S, spænde DWSR40, D-træk, HB25-32cm (stk)
374092	Antirotationsbælte Gel str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB30-42cm (stk)
374096	Antirotationsbælte Gel str. M, 340-forstærket, E-træk, HB30-42cm (stk)
374093	Antirotationsbælte Gel str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB40-60cm (stk)


Valg af størrelse på vores hoftebælter

Vi har forskellige størrelser på vores hoftebælter.

Det som adskiller vores bælte er:

Båndbredde, bæltepudestørrelse og båndlængde.

Brugerens hoftebredde afgør hvilken størrelse af hoftebæltet som passer.



Hoftebredde	Sittbelt Comfort Pro	Sittbelt Pro	Hoftebredde	Antirotationsbælte
15–27 cm	S	S	15–25 cm	XS
27–37 cm	M	M	25–32 cm	S
35–45 cm	L	L	30–42 cm	M
45–60 cm	XL	XL	40–60 cm	L

Brystsele

Til positionering af overskroppen

God postural kontrol fører til bedre hovedkontrol og øger mulighederne for aktivitet og årvågenhed. Vi har således mulighed for både at rette og vedligeholde placeringen af torsoen ud fra de forhold, vi står over for. Vi tilbyder flere forskellige typer brystsele. Brystseleerne fås i fire forskellige

størrelser og passer til børn og voksne. Det, der adskiller de forskellige seleer, er fastgørelsesfunktionen, bæltepudens størrelse og bæltepudens former. Vælg en brystsele baseret på fysik og handicap. Brug altid en brystsele sammen med en hoftesele eller lignende støtte til bækkenet.

Sternumstøtte

Vores sternumstøtte er udformet så den giver en koncentreret og behagelig støtte over sternum. Den er specielt udviklet til personer, der har en tendens til at falde fremad med deres overkrop, eller til dem, der oplever begyndende kyfose. Sternumstøtten minimerer disse ubehageligheder og opretholder en sund kropsholdning for den enkelte. Bæltepudematerialet Soft-Skai er en kombination af materialet soft på indersiden og skinlook på ydersiden.

STØRRELSE

Brugerens skulderbredde afgør hvilken størrelse af brystsele, som passer: se vores størrelsesguide på side 10.

Bæltepudemål	A* × B × C
XS	26 × 20 × 18 cm
S	31 × 21 × 18 cm
M	37,5 × 25,5 × 21,5 cm
L	50,5 × 33 × 26 cm

* ved forlænget størrelse blir A-målet +6 cm længere.

MATERIALEVALG




FARVEVALG

sort [se side 14](#)

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr.	Sternumstøtte Soft/Skai, stk.
377041	Sternumstøtte Soft/Skai str. XS - Skulderbr. 18-24cm
377036	Sternumst. Soft/Skai str. XS forlænget - Skulderbr. 18-24cm*
377042	Sternumstøtte Soft/Skai str. S - Skulderbr. 22-30cm
377037	Sternumst. Soft/Skai str. S forlænget - Skulder br. 22-30cm*
377043	Sternumstøtte Soft/Skai str. M - Skulderbr. 28-40cm
377038	Sternumst. Soft/Skai str. M forlænget - Skulder br. 28-40cm*
377044	Sternumstøtte Soft/Skai str. L - Skulderbr. 38-60 cm

Varenr.	Sternumstøtte Pro Soft, stk.
374001	Sternumstøtte Pro str. XS - Skulder br. 18-24cm
374156	Sternumst. Pro str. XS forlænget - Skulder br. 18-24cm*
374002	Sternumstøtte Pro str. S - Skulder br. 22-30cm
374157	Sternumst. Pro str. S forlænget - Skulder br. 22-30cm*
374003	Sternumstøtte Pro str. M - Skulder br. 28-40cm
374158	Sternumst. Pro str. M forlænget - Skulder br. 28-40cm*
374004	Sternumstøtte Pro str. L - Skulder br. 38-60cm

Sternumvest

Vores oplukkelige sternumstøtte er designet med de samme kerneegenskaber som vores traditionelle sternumstøtte. Det unikke ved dette produkt, er den praktiske lynlås, som er placeret midt foran.

Lynlåsen gør det muligt hurtigt og nemt at åbne og lukke støtten efter behov. Til gavn for folk, der har brug for at variere niveauet af støtte i løbet af dagen, eller for dem, der har brug for hurtig adgang til brystet til medicinske formål.

STØRRELSE

Brugerens skulder bredde afgør hvilken størrelse kropsele som passer: se vores størrelsesguide på side 10.

Bæltepudemål	A × B × C
XS	26 × 20 × 18 cm
S	31 × 21 × 18 cm
M	37,5 × 25,5 × 21,5 cm
L	50,5 × 33 × 26 cm

MATERIALEVALG



FARVEVALG

sort

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr.	Sternumstøtte Soft/Skai
374006	Sternumvest Pro str. XS - Skulder br. 18-24cm (stk)
374007	Sternumvest Pro str. S - Skulder br. 22-30cm (stk)
374008	Sternumvest Pro str. M - Skulder br. 28-40cm (stk)
374009	Sternumvest Pro str. L - Skulder br. 38-60cm (stk)

H-sele

Vores H-sele giver støtte til både skulderparti og krop. Den bruges ved rotation og til brugere med fremadfald. Passer også godt til borgere, som bruger sonde.


For de bedste resultater anbefaler vi, at brugeren kombinerer vores H-sele med en af vores hoftebælter for en komplet løsning. Det forbedrer stabilitet og komfort for brugeren.

Trækretningen for de øverste fastgørelsespunkter skal være lidt over skulderområdet for at forhindre, at skulderen bliver skubbet ned. Forhøjningsstænger kan tilkøbes som tilbehør.

STØRRELSE


Brugerens skulder bredde afgør hvilken størrelse af H-selen, som passer.

Skulder bredde




18–24 cm	→	XS
22–30 cm	→	S
30–40 cm	→	M
40–60 cm	→	L

Bæltepudemål



	A	×	B
XS	23,5	×	8 cm
S	32	×	11 cm
M	39	×	14 cm
L	46	×	16,5 cm

MATERIALEVALG



FARVEVALG



VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr. H-sele Soft/Skai

377046	H-sele Soft/Skai str. XS - Skulder br. 18-24cm (stk)
377047	H-sele Soft/Skai str. S - Skulder br. 22-30cm (stk)
377048	H-sele Soft/Skai str. M - Skulder br. 28-40cm (stk)
377049	H-sele Soft/Skai str. L - Skulder br. 38-60cm (stk)

Varenr. H-sele Pro

374015	H-sele Pro str. XS - Skulder br. 18-24cm (stk)
374016	H-sele Pro str. S - Skulder br. 22-30cm (stk)
374017	H-sele Pro str. M - Skulder br. 28-40cm (stk)
374018	H-sele Pro str. L - Skulder br. 38-60cm (stk)


Thorax-sele

Vores Thorax-sele er udviklet specielt til personer med lav muskeltonus.

Selen hjælper til at positionere gennem et løft helt nede fra lænderyggen, samtidigt opnås optimal komfort og stabilitet for brugeren.

STØRRELSE

Brugerens kropsbredde afgør hvilken størrelse af Thorax-selen, som passer.



Kropsbreddemål

XS	20 cm
S	25 cm
S+	27 cm
M	30 cm
M+	35 cm
L	40 cm

MATERIALEVALG



FARVEVALG



VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr. Thorax-sele Pro

374151	Thoraxsele Pro str. XS, kropsb. 20-25cm (stk)
374152	Thoraxsele Pro str. S, kropsb. 25-30cm (stk)
374262	Thoraxsele Pro str. S+, kropsb. 27-32cm (stk)
374153	Thoraxsele Pro str. M, kropsb. 30-35cm (stk)
374263	Thoraxsele Pro str. M+, kropsb. 32-38cm (stk)
374154	Thoraxsele Pro str. L, kropsb. 35-45cm (stk)

Skuldersele

Vores skuldersele tilbyder en balanceret kombination af komfort og anvendelighed. Med sin bløde polstring og enkle justerbarhed, gør vores skulderseler det muligt for den enkelte at få den optimalt tilpasset og dermed opnå optimal komfort.

Denne fleksibilitet er især nyttig, når den enkelte skal justere sin overkrop og skuldrene ikke er parallelle. Ved at tilbyde vores skuldersele af høj kvalitet, får du løsningen til at sikre en behagelig og tilpasningsdygtig oplevelse for den enkelte.

STØRRELSE

Vælg størrelse ud fra behov og ønskede længde på polstringen (tuben).

Tube længde 20/25/30 cm

Remlængde 120 cm

Båndbredde 25 mm

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

sort

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr. Skuldersele

377820 Skuldersele m 20 cm tube, Sort (stk.)

377825 Skuldersele m 25 cm tube, Sort (stk.)

377830 Skuldersele m 30 cm tube, Sort (stk.)

Brystbælte

Brystbæltet er designet til at tilbyde brugeren justerbar og behagelig støtte, samtidig med at risikoen for gnidninger under armhulerne reduceres. Den er konstrueret med en bred polstring over brystet for øget komfort og stabilitet. Derudover er bæltet udstyret med praktiske side-træk spændere, der gør det nemt at justere og sikre på plads. Med vores brystbælte kan du forvente både komfort og funktionalitet under dine aktiviteter.

STØRRELSE

Vælg størrelse ud fra **brystkasseomfang** (mål hen over brystkassen og til rygplade/rygrør) og ønskede bredde på polstringen. **Justerbar** ca. 10 cm.

Brystkasseomfang ca **Bæltepudemål H x B**

XS 35–44 cm

XS 8 x 34 cm

S 45–55 cm

S 9 x 39 cm

M 56–65 cm

M 10 x 46 cm

L 66–75 cm

L 12 x 53 cm

XL 76–85 cm

XL 13 x 65 cm

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

sort

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr. Brystbælte


377000 Brystbælte Anatomic str. XS - bæltepude 8x34 cm (stk.)

377001 Brystbælte Anatomic str. S - bæltepude 9x39 cm (stk.)

377002 Brystbælte Anatomic str. M - bæltepude 10x46 cm (stk.)

377003 Brystbælte Anatomic str. L - bæltepude 12x53 cm (stk.)


377004 Brystbælte Anatomic str. XL - bæltepude 13x61 cm (stk.)



Båndbredde 40 mm (M/L/XL), 25 mm (S)

Valg af størrelse på vores **brystseler**

For at vælge den rigtige størrelse til den enkelte bruger, måles der fra skulder til skulder. Disse mål er taget efter den generelle bruger.



18–24 cm → **XS**


22–30 cm → **S**

30–40 cm → **M**


40–60 cm → **L**

Materiale


Alle vores produkter med Pro eller Soft i navnet har materialet Soft. Alle produkter med Soft-Skai i navnet har materialet Soft-Skai.



Soft er i et blødt skum-lignende materiale med stretch, som er behageligt for huden.



Soft-Skai er en kombination med **Soft** på indersiden og **Skai** på ydersiden (skinn-look), som er let at tørre af.



Gel er kombinationen af et ventilerende Coolmax stof på indersiden, der gør det køligere, indsyet gel for optimal komfort, plus en behagelig blød yderside.

Vask

Alle vores seler og bæltter kan vaskes ved 60°C.

Materialet er vand- og smudsafvisende.

Anbefales at blive vasket i vaskepose.



Mere support

For mere positionering



Universalbælte

Et stærkt elastisk bælte med mange anvendelsesmuligheder. Brug det som støtte omkring hoften, lårene eller benene, til brystet eller over maven. Designet gør, at den nemt kan forkortes efter behov.

Vores universalbælte spændes trinløst ved hjælp af en velcrolukning, hvor velcroen består af små fine pigge, der gør, at materialet ikke klæber så nemt til brugerens tøj og er nemt at holde rent. Velcrolukningen er ekstrem stærk i trækretningen og udstyret med en træklokke for lettere åbning.



STØRRELSE

Universalbæltet tilbydes i

to forskellige længder: **145, 225 cm**

og tre forskellige bredder: **9, 12, 15 cm.**

Vælg efter behov og ønskemål.

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

sort

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr. Armbind

372050	Anatomic Universalbælte H9xB145cm (stk.)
372051	Anatomic Universalbælte H9xB225cm (stk.)
372052	Anatomic Universalbælte H12xB145cm (stk.)
372053	Anatomic Universalbælte H12xB225cm (stk.)
372054	Anatomic Universalbælte H15xB145cm (stk.)
372055	Anatomic Universalbælte H15xB225cm (stk.)

Armbind

Vores armbind er designet med brugerens sikkerhed og komfort i tankerne. Ved at montere armbindet diagonalt, kan du forhindre overstrækning og sikre, at brugerens arme forbliver inden for rækkevidde inden for deres kørestol eller siddesystem.

Takket være elastikken i fastgørelsesbåndet reduceres risikoen for skader på både bruger og produkt. Med vores armbind kan du sikkert og effektivt sikre den korrekte placering og komfort for personer i kørestol eller sidde-systemer.

Sælges i sæt.

STØRRELSE

Armbindet tilbydes i tre størrelser, som vælges ud fra omkredsen på håndledet:
S = 13 cm, M = 17 cm, L = 21 cm.

Omkreds håndled

S 13 – 17 cm

M 17 – 21 cm

L 21 – → cm

Båndbredde: 25 mm

MATERIALEVALG

soft-skai



FARVEVALG

sort

se side 14

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr. Armbind

378101	Armbind m. bæltepude str. S - 13 cm (sæt)
378201	Armbind m. bæltepude str. M - 17 cm (sæt)
378301	Armbind m. bæltepude str. L - 21 cm (sæt)

Håndmanchet

Håndmanchetten er den praktiske løsning for dem, der har svært ved at holde hånden/hænderne på håndtaget eller kørehåndtagene. Håndmanchetten er meget nem at påføre.

Du tager blot håndmanchettent på, når du allerede holder på styret, ligesom billedet til højre viser. Med denne løsning kan du sikre dig et fast greb og bevare kontrollen uden besvær. Vores håndmanchet gør det muligt for den enkelte at nyde en behagelig og bekymringsfri oplevelse under deres aktiviteter.

Sælges enkeltvis.

STØRRELSE

Håndmanchetten tilbydes i tre størrelser, som passer både højre og venstre hånd.

Håndlængde

S – 10 cm

M 10 – 15 cm

L 16 – 22 cm



MATERIALEVALG

soft-skai



FARVEVALG

sort

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr. Håndmanchet

3775	Håndmanchet Eksklusiv str. S (stk.)
3776	Håndmanchet Eksklusiv str. M (stk.)
3777	Håndmanchet Eksklusiv str. L (stk.)

Ankelbespænding

Vores ankelbespænding med 3-punktsbespænding giver en stabil pasform rundt om anklen, hvilket er afgørende for at støtte og beskytte anklen.

Vi tilbyder to muligheder for låsning: Velcro eller spænde. Dette giver brugerne fleksibiliteten til at justere ankelbespændingen efter deres præferencer og komfortbehov.

Sælges i sæt.



STØRRELSE

Mål rundt om anklen

XS 14–18 cm

S 16–24 cm

M 22–28 cm

L 26–32 cm

XL 32 → cm

Form på bæltepude



Bredde på fastgørelsesbånd

15 mm (XS/S), 20 mm (M/L/XL).

Sælges i sæt.

MATERIALEVALG

soft-skai



FARVEVALG

sort

se side 14

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr. Ankelbespænding med velcro

377056	Ankelbespænding 3-punkt, velcro str. XS - 16 cm (sæt)
377057	Ankelbespænding 3-punkt, velcro str. S - 21 cm (sæt)
377058	Ankelbespænding 3-punkt, velcro str. M - 26 cm (sæt)
377059	Ankelbespænding 3-punkt, velcro str. L - 31 cm (sæt)
377060	Ankelbespænding 3-punkt, velcro str. XL - 36 cm (sæt)



Varenr. Ankelbespænding med spænde

377051	Ankelbespænding 3-punkt, spænde str. XS - 16 cm (sæt)
377052	Ankelbespænding 3-punkt, spænde str. S - 21 cm (sæt)
377053	Ankelbespænding 3-punkt, spænde str. M - 26 cm (sæt)
377054	Ankelbespænding 3-punkt, spænde str. L - 31 cm (sæt)
377055	Ankelbespænding 3-punkt, spænde str. XL - 36 cm (sæt)



Varenr. Ankelbesp. med velcro & faste fastgørelsesbånd, sæt

377066	Ankelbespænding basic 3-punkt, velcro str. XS - 16 cm
377067	Ankelbespænding basic 3-punkt, velcro str. S - 21 cm)
377068	Ankelbespænding basic 3-punkt, velcro str. M - 26 cm
377069	Ankelbespænding basic 3-punkt, velcro str. L - 31 cm
377070	Ankelbespænding basic 3-punkt, velcro str. XL - 36 cm



Varenr. Ankelbesp. med velcro & faste fastgørelsesbånd, sæt

377086	Ankelbespænding basic 3-punkt, spænde str. XS - 16 cm
377087	Ankelbespænding basic 3-punkt, spænde str. S - 21 cm
377088	Ankelbespænding basic 3-punkt, spænde str. M - 26 cm
377089	Ankelbespænding basic 3-punkt, spænde str. L - 31 cm
377090	Ankelbespænding basic 3-punkt, spænde str. XL - 36 cm

Fodstropper

Vores fodstropper fås i to forskellige udgaver: med eller uden polstring, så du kan vælge den, der passer bedst til den enkelte. For at sikre smidig brug og individuel tilpasning tilbyder vi to forskellige lukkemuligheder til vores fodstropper. Du kan vælge mellem velcro eller spænde, begge designet til at sikre dine fødder komfortabelt.

Sælges i sæt.

STØRRELSE


Vælg model og størrelser efter dine behov:

Båndlængderne er 45 eller 60.

Bæltepudemål

A × B × C

165 × 65 × 45 mm



MATERIALEVALG

soft-skai




FARVEVALG

sort

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr. Fodstrop med velcro Båndbredde

374020	Fodstrop m. velcro - bånd 45cm (sæt)	25 mm
374021	Fodstrop m. velcro - bånd 60cm (sæt)	25 mm



Varenr. Fodstrop med polstring og velcro Båndbredde

374023	Fodstrop m. velcro - bånd 45cm (sæt)	20 mm
374024	Fodstrop m. velcro - bånd 60cm (sæt)	20 mm



Varenr. Fodstrop med polstring og spænde, sæt Båndbredde

374325	Fodstrop m. bæltepude og spænde - bånd 45cm	20 mm
374326	Fodstrop m. bæltepude og spænde - bånd 60cm	20 mm

Support Blå

passer vores bad- og toiletstole

Sittbelt Comfort Blå 2-punkt


Har to fastgørelsesbånd og fås i forskellige størrelser alt efter hoftebredde. Forskellige stropper kan vælges efter behov og ønsker. Bælterne har to bæltepuder, der er aftagelige. Bæltepuderne er syet i det behagelige materiale Soft.

STØRRELSE

Brugerens hoftebredde afgør hvilken størrelse af hoftebæltet som passer: se vores størrelsesguide på side 6.

Bæltepedemål

	A	B	C	
S	15,5	8	5	cm
M	20	8,5	6	cm
L	25	8,5	6	cm



OBS! Hvert bælte har to bæltepuder

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

blå

se sid. 4

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



SITTBELT MED 2 FASTGØRELSESPUNKTER

Billedet viser varenr.: 374213 Sittbelt Comfort Blå str. M, 740 (enkelt træk)

Varenr.	Sittbelt Blå 2-punkt flytbar bæltepude
374201	Sittbelt Blå Comfort str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB15-27cm (stk)
374202	Sittbelt Blå Comfort str. S, spænde 725, E-træk, HB15-27cm (stk)
374211	Sittbelt Blå Comfort str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB27-37cm (stk)
374212	Sittbelt Blå Comfort str. M, spænde S40, E-træk, 27-37cm (stk)
374213	Sittbelt Blå Comfort str. M, spænde 740, E-træk, HB27-37cm (stk)
374221	Sittbelt Blå Comfort str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB45-60cm (stk)
374222	Sittbelt Blå Comfort str. L, spænde S40, E-træk, HB45-60cm (stk)
374223	Sittbelt Blå Comfort str. L, spænde 740, E-træk, HB45-60cm (stk)

Sittbelt Blå 4-punkt


Har fire fastgørelsesbånd og fås i forskellige størrelser afhængig af hoftebredde. Forskellige stropper kan vælges efter behov og ønsker. Bælterne har to bæltepuder, der er aftagelige. Bæltepuderne er syet i det behagelige materiale Soft.

STØRRELSE

Brugerens hoftebredde afgør hvilken størrelse af hoftebæltet som passer: se vores størrelsesguide på side 6.

Bæltepedemål

	A	B	C	
S	15,5	8	5	cm
M	20	8,5	6	cm
L	25	8,5	6	cm



OBS! Hvert bælte har to bæltepuder

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

blå

se sid. 5

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



SITTBELT MED 4 FASTGØRELSESPUNKTER

Billedet viser varenr.: 374216 Sittbelt Blå str. M, DWSR40 (dobbeltræk)

Varenr.	Sittbelt Blå 4-punkt flytbar bæltepude
374205	Sittbelt Blå str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB15-27cm (stk)
374206	Sittbelt Blå str. S, spænde 725, E-træk, HB15-27cm (stk)
374216	Sittbelt Blå str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB27-37cm (stk)
374217	Sittbelt Blå str. M, spænde S40, E-træk, 27-37cm (stk)
374218	Sittbelt Blå str. M, spænde 740, E-træk, HB27-37cm (stk)
374226	Sittbelt Blå str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB37-60cm (stk)
374227	Sittbelt Blå str. L, spænde S40, E-træk, HB37-60cm (stk)
374228	Sittbelt Blå str. L, spænde 740, E-træk, HB37-60cm (stk)

Antirotationsbælte Blå


Har fire fastgørelsesbånd og fås i forskellige størrelser afhængig af hoftebredde. Forskellige stropper kan vælges efter behov og ønsker. Bælterne har to bæltepuder, der er fastmonteret. Bæltepuderne er syet i det behagelige materiale Soft.

STØRRELSE

Brugerens hoftebredde afgør hvilken størrelse af hoftebæltet som passer: se vores størrelsesguide på side 6.

Bæltepedemål

	A	B	
S	19	14	cm
M	21	16,5	cm



OBS! Hvert bælte har to bæltepuder

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

blå

se sid. 6

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



ANTIROTATIONSBELTE MED 4 FASTGØRELSESPUNKTER

Billedet viser: 374232 Sittbelt Blå str. S, 725 (enkelt træk)

Varenr.	Antirotationsbælte Blå Fast bæltepude
374231	Antirotationsbælte Blå str. S, spænde DWSR25, E-træk, HB25-32cm (stk)
374241	Antirotationsbælte Blå str. M, spænde DWSR40, E-træk, HB30-42cm (stk)
374242	Antirotationsbælte Blå str. M, spænde 740, E-træk, HB30-42cm (stk)

Sternumstøtte Soft Blå


Sternumstøtte Soft Blå tilbydes i 3 forskellige størrelser og har fire fastgørelsesbånd.

Bæltepudderne er syet i det behagelige materiale Soft.

STØRRELSE

Brugerens skulderbredde afgør hvilken størrelse af brystselen som passer: **se vores størrelsesguide på side 10.**

	A	B	C
S	31	21	18
M	37,5	25,5	21,5
L	50,5	33	26



MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

blå

se side 7

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr. Sternumstøtte Soft Blå

375211	Sternumstøtte Soft Blå str. S - Skulder br. 22-30cm (stk)
375311	Sternumstøtte Soft Blå str. M - Skulder br. 28-40cm (stk)
375411	Sternumstøtte Soft Blå str. L - Skulder br. 38-60cm (stk)

H-sele Soft Blå


H-sele Soft Blå tilbydes i 3 forskellige størrelser og har fire fastgørelsesbånd.

Bæltepudderne er syet i det behagelige materiale Soft.

STØRRELSE

Brugerens skulderbredde afgør hvilken størrelse af brystselen som passer: **se vores størrelsesguide på side 10.**

	A	B
S	32	11
M	39	14
L	46	16



MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

blå

se side 8

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr. H-sele Soft Blå

376521	H-sele Soft Blå str. S - Skulder br. 22-30cm (stk)
376531	H-sele Soft Blå str. M - Skulder br. 28-40cm (stk)
376541	H-sele Soft Blå str. L - Skulder br. 38-60cm (stk)


Ankelbæspænding Blå

Har tre fastgørelsesstropper, der er påsyet eller monteret med spænder. Bredde på fastgørelsesbånd 15 mm (størrelse XS, S) og 20 mm (på størrelse M, L, XL) Ankelbæspænding har velcrolukning. Bæltepudderne er syet i det behagelige materiale Soft.

STØRRELSE

Soft bæltepude

	A	B	C
S	25	11	8
M	28	12,5	10
L	32	15,5	11,5



Basic bæltepude

Mål rundt om anklen

XS	14 – 18
S	16 – 24
M	22 – 28
L	26 – 32
XL	32 – →



MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

blå

se side 12

VASK

Kan vaskes i 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

WEB



Varenr. Ankelbæspænding Soft Blå

377111	Ankelbæspænding Soft Blå str. S, omkreds 16-24 cm (sæt)
377211	Ankelbæspænding Soft Blå str. M, omkreds 22-28 cm (sæt)
377311	Ankelbæspænding Soft Blå str. L, omkreds 26-32 cm (sæt)

Varenr. Ankelbæspænding Basic Blå

377131	Ankelbæspænding basic blå 3-punkt, velcro str. XS - 16 cm
377132	Ankelbæspænding basic blå 3-punkt, velcro str. S - 21 cm
377133	Ankelbæspænding basic blå 3-punkt, velcro str. M - 26 cm
377134	Ankelbæspænding basic blå 3-punkt, velcro str. L - 31 cm
377135	Ankelbæspænding basic blå 3-punkt, velcro str. XL - 36 cm

Armbind

Armbindene har et langt fastgørelsesbånd og har velcrolukning rundt om håndleddet. Bæltepudderne er syet i det behagelige materiale Soft.



STØRRELSE

Omkreds håndled

S	13 – 21
L	21 – →

Varenr. Armbind

378211	Armbind Soft Blå str. S - Support
378111	Armbind Soft Blå str. L - Support

FARVEVALG

blå

se sid. 11

MATERIALE

soft



WEB



Monterings- tilbehør

Monteringsalternativ

Vi har udviklet flere forskellige monteringsæt til fastgørelse på rør mm. se nedenfor:

To rustfrie skruesæt:

Varenr. 990090
Passer til Sternumstøtte, Sternumvest, H-sele, Armbind og Thoraxsele.

Varenr. 990091
Passer til Ankelbespænding.



Varenr. 990090 skruepose
Stjerneskrue M5x25 RF (2 stk.)
Islagsmøtrik M5 RF (2 stk.)



Varenr. 990091 skruepose
Stjerneskrue M5x25 RF (6 stk.)
Spændeskive 5x16x1 RF (6 stk.)
Låsemøtrik M5 RF (6 stk.)

Til bæltten:



Varenr. 371910

Universalfæste Support

– hoftebælter 25 mm, **M6** (4 stk.)



Varenr. 371911

Universalfæste Support

– hoftebælter 25 mm, **M8** (4 stk.)



Varenr. 371912

Universalfæste Support

– hoftebælter 25 mm, **M6** (2 stk.)



Varenr. 371913

Universalfæste Support

– hoftebælter 25 mm, **M8** (2 stk.)



Varenr. 386

Universalfæste Support

– hoftebælter 40 mm, **M8** (2 stk.)



Varenr. 387

Universalfæste Support

– hoftebælter 40 mm, **M6** (2 stk.)



Varenr. 371916

Universalfæste Support – 25 mm (2 stk.),
(medfølgende beslag passer 19, 22 & 25 mm rør)



Varenr. 371917

Universalfæste Support – hoftebælter 25 mm (4 stk.)
(medfølgende beslag passer 19, 22 og 25 mm rør)



Varenr. 371918

Universalfæste Support – hoftebælter 25 mm (4 stk.)
(medfølgende beslag passer 19, 22 og 25 mm rør)

Til seler:



Varenr. 3715

Forhøjningsstang
til 25 mm bånd,
fast ryg



Varenr. 3716

Forhøjningsstang
till 40 mm bånd,
fast ryg



Varenr. 371903

Fæste - forhøjningsstang,
justerbar (indgår i **371901**)



Varenr. 371908

Forhøjningsstang
justerbar, til 25 mm
bånd, 60 mm stropper



Varenr. 371907

Forhøjningsstang justerbar,
til 25 mm bånd,
klemmefæste



Varenr. 152238

Øvre beslag sele
(Universal 16x16
passer alle Zitzi nakkestøtter)



790301

FMK str. 1

790302

FMK str. 2

790303

FMK str. 3

FMK® - Fæste mellem kørehåndtag

FMK (fæste mellem kørehåndtag) er et universal monteringskit til at gøre montering af positioneringssele og hovedstøtte lettere. Monteres omkring kørestolens skubbehåndtag/kørehåndtag eller rygrør. Bruges også til at få den rigtige trækretning til positioneringsstøtten.

FMK tilbydes i 3 forskellige størrelser. Størrelse 1 tager et spænd på 22-42 cm, størrelse 2 tager et spænd på 32-52 cm og størrelse 3 tager et spænd på 42-62 cm. Passer till rørtykkelsen 20, 22 og 25 mm.

Forhøjningsstænger anvendes sammen med FMK. Findes både til 25 mm og 40 mm bånd. Fæste til hovedstøtten indgår som standard. FMK er aftagelig uden værktøj.



Varenr. 385234

Øvre beslag sele
(Universal 16x16
passer alle Zitzi nakkestøtter)

Reserve dele



Varenr.	Reserve dele bæltepuder
3795	Bæltepude til Sittbelt Eksklusiv str. S - Support
3796	Bæltepude til Sittbelt Eksklusiv str. L - Support
376214	Bæltepude til Sittbelt Pro str. S (25mm)
376215	Bæltepude til Sittbelt Pro str. M (25mm)
376216	Bæltepude til Sittbelt Pro str. L (40mm)
376217	Bæltepude til Sittbelt Pro forstærket (40mm)
37951	Bæltepude Sittbelt Soft str. S
379511	Bæltepude Sittbelt Soft Blå str. S
37961	Bæltepude Sittbelt Soft str. L
379611	Bæltepude Sittbelt Soft Blå str. L

Varenr.	Reserve dele Universalbælte
372066	Velcro 8x15 cm (inkl. rødt bånd og logo)
372067	Velcro 11x15 cm (inkl. rødt bånd og logo)

Varenr.	Reserve dele spænder
211101	Autolås, spænde
211106	Flyspænde
211107	Chromeline, spænde
211140	Spænde S40
211325	Spænde 325
211340	Spænde 340
211725	Spænde 725
211740	Spænde 740
211742	Spænde 742
211745	Spænde DWSR25
211746	Spænde DWSR40
211753	Sikkerhedslås M3
211754	Spænde M3 (hun + han)
211000	Uniloop 25, spænde
211001	Uniloop 40, spænde
211005	D-ring 25, spænde (ESV25)
211015	Triglide spænde 15 mm
211020	Triglide spænde 20 mm
211025	Triglide spænde 25 mm
211040	Triglide spænde 40 mm
211103	Shocklock II, spænde 15 mm
211104	ESR 20, spænde
211105	ESR 25, spænde
211315	Spænde 315
211320	Spænde 320
211720	Spænde 720
211760	Spænde ASN 25 (DFS)
211762	Spænde ASN 40 (DFS)



Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup
Telefon 86 17 01 74

Email a-sitt@anatomic-sitt.dk
Web www.anatomicsitt.dk