

# Vægt - Anatomic SITTs produkter

## Kørestolsstel

Vare nr.	Produkt	Max belastningsvægt	Crash godkendt vægt	Øvrigt
844001	Flipper Pro str. 1 Manuel	35 kg	-	Godkendt max 75 kg men risiko for ubalance & dæmpning
844002	Flipper Pro str. 1 Elektrisk	35 kg	-	Godkendt max 75 kg men risiko for ubalance & dæmpning
844003	Flipper Pro str. 2 Manuel	50 kg	-	Godkendt max 75 kg men risiko for ubalance & dæmpning
844004	Flipper Pro str. 2 Elektrisk	50 kg	-	Godkendt max 75 kg men risiko for ubalance & dæmpning
844005	Flipper Pro str. 3 Manuel	50 kg	-	Godkendt til max 75 kg men tung at manøvre
844006	Flipper Pro str. 3 Elektrisk	75 kg	-	
844322	Flipper Pro str. 4 Elektrisk	135 kg	-	
844200	Flipper Pro Flex Manuel	95 kg	75 kg	
844201	Flipper Pro Flex Elektrisk	95 kg	75 kg	
386001	Seabass Pro str. 1	135 kg	135 kg	
386002	Seabass Pro str. 2	135 kg	135 kg	
386003	Seabass Pro str. 3	135 kg	135 kg	
386401	Guppy str. 1	70 kg	75 kg	
386406	Guppy str. 2	70 kg	75 kg	
385200	Pengy Pro vogn	50 kg	43 kg	Godkendt med Pengy sæde

## SIDDESYSTEM

Vare nr.	Produkt	Max belastningsvægt	Crash godkendt vægt	Krav ved cashtest
285000	Delfi Pro str. 0	90 kg	27 kg	Med adaptersystem og fæstesystem
285001	Delfi Pro str. 1	90 kg	27 kg	Med adaptersystem og fæstesystem
285002	Delfi Pro str. 2	90 kg	75 kg	Med adaptersystem og fæstesystem
285003	Delfi Pro str. 3	90 kg	135 kg	Med adaptersystem og fæstesystem
285004	Delfi Pro str. 4	90 kg	135 kg	Med adaptersystem og fæstesystem
153001	Sharky Pro str.1	130 kg	130 kg	Med adaptersystem og fæstesystem
153006	Sharky Pro str.2	130 kg	130 kg	Med adaptersystem og fæstesystem
385208	Pengy Pro Sits str. 1	50 kg	43 kg	Godkendt i Pengy Pro vogn
385209	Pengy Pro Sits str. 2	50 kg	43 kg	Godkendt i Pengy Pro vogn
152802	Carseat Pro str.2	25 kg	25 kg	
152803	Carseat Pro str.3	36 kg	36 kg	
	Anatomic formstøbt sæde & Soft	135 kg	135 kg	Med plastplade justerbar / almindelig