

FODBESPÆNDING

FORFODSFIKSERING

med velcro- eller magnetlukning



FODBESPÆNDING - FORFODSFIKSERING

Blød og sikker bespænding af forfoden

Denne fodbespænding er særdeles god til den type brugere, der har voldsomme bevægelser i og omkring fodleddet. Bespændingen fastholder ikke kun hælen men også selve fodroden (forfoden). Bespændingen krydser foran foden, hvilket giver et utrolig godt hold på foden.

Bespændingen er lavet i en fast neopren med metal ruller til stropperne så bespændingen kan strammes ordentlig til omkring foden.

Fodbespændingen fås i størrelserne 1, 2, 3.



med
magnetlukning



med velcrolukning

Str.	Omkreds ankel	A i cm	B i cm	C i cm	D i cm
1	19-25	19	15	5,5	5,5
2	25-29	22	17	5,5	5,5
3	31-34	24	20	5,5	5,5

