

Spænder

Valg af spænde

Hoftebælterne tilbydes med forskellige spænder beroende på belastning, trækretninger / stramning for at tilgodese forskellige brugeres behov.

Enkelttrækksspænder strammes på brugerens venstre side, undtagen Chromeline, som strammes på brugerens højre side.

1



211745/211746
Spænde DWSR25/DWSR40
Dobbelt træk

2



211742
Spænde 742
Dobbelt træk

3



211140
Spænde S40
Stærkere end 742, knap på siden

4



211725
Spænde 725 (fås også i 20)
Enkelt træk til 25 mm bånd

5



211740
Spænde 740
Fixlås

6



211101
Spænde Autospænde
Kraftigt spænde i metal

7



211106
Spænde Fly
Kraftigt spænde i metal

8



211107
Spænde Chromeline
Smidigt spænde i metal

9



211340 / 211325
Spænde 340 / 325
(315 & 320 findes også)
Kraftigt spænde i plast

10



371930
Sikkerhedskåbe
til spænde Chromeline

11



371931
Sikkerhedskåbe
til spænde Autospænde

SPÆNDE		MATERIALE		STRAMNING		SPÆNDETS BÅNDBREDE
		Plast	Metal	Enkel	Dobbelt	
1	DWSR25 DWSR40	✓			✓	2.5 cm 4 cm
2	742	✓			✓	4 cm
3	S40	✓		✓		4 cm
4	725	✓		✓		2.5 cm
5	740	✓		✓		4 cm
6	Autospænde		✓	✓		4 cm
7	Flyspænde		✓	✓		4 cm
8	Chromeline		✓	✓		2.5 cm
9	325 340	✓		✓		2.5 cm 4 cm
SIKKERHEDSSLÅS / SIKKERHEDSKÅBE						
10	Sikkerhedskåbe til spænde Chromeline	✓				
11	Sikkerhedskåbe til spænde autospænde	✓				

Varenr.	Øvrige spænder og reservedele spænder
211101	Autospænde, spænde
211106	Flyspænde
211107	Chromeline, spænde
211140	Spænde S40
211325	Spænde 325
211340	Spænde 340
211725	Spænde 725
211740	Spænde 740
211742	Spænde 742
211745	Spænde DWSR25
211746	Spænde DWSR40
211000	Uniloop 25, spænde
211001	Uniloop 40, spænde
211005	D-ring 25, spænde (ESV25)
211015	Triglide spænde 15 mm
211020	Triglide spænde 20 mm
211025	Triglide spænde 25 mm
211040	Triglide spænde 40 mm
211104	ESR 20, spænde
211105	ESR 25, spænde
211315	Spænde 315
211320	Spænde 320
211720	Spænde 720