

Kort bestillingsinformation

STARFISH PRO

ISO-kode: 091203

Bad- og toiletstol til barn / unge / voksne.

Specielt fremstillet til kørestolsbrugere med siddeproblematik.

passer brugere med høj og lav tonus.

- 3 størrelser
- 3 varianter på stel: Manuel, Hydraulisk och El
- Sædet tiltbar og justerbart i hoftevinklen.
- Brugertængded ca. 120–200 cm
- Max belastningsvægt 150 kg.
- Tilt -5° (fremad) til +30° (bagud). Kan ændres til 0° til 35° med reservedel 689615.
- Hofte- / rygvinkel -10° til +35°/30°.
- Sædehøjde 50-63, 50-78 cm
- Vægt 30-35 kg.



Standardudførelse:

- Komplet chassi med 4 stk. låsbara hjul 100 mm
- Rygprofil med kørebøjle
- fæste til potte

Eksempel på bestilling

For at vælge størrelse, se aktuelle måloptegnelser i tekniske data.

Eksempel: Brugeren er 172 cm lang, sædedybde 44 cm, hoftebredde 38 cm og kropsbredde 35 cm.

689706	Bad- og toiletstolsstel Zitzi Starfish Pro Hydraulisk, str. 2	
689987	Siddedel delt str. 2 kpl. exkl. polstring (stk.) - Starfish Pro	
689547	Polstring X-aflastning 28mm, siddedel delt str. 2 (sæt) - Starfish Pro	
689432	Rygdel str. 2 kpl. - Starfish Pro	
689454	Kropsstøtte str. 2, bred kpl. (sæt) - Starfish Pro	
689568	Hovedstøttestr. 1 lang, exkl. fæste B280xH160 (stk.) - Starfish	
689246	Hovedstøttefæste kpl. - Starfish	
690012	Armlæn med helt rygbeslag, str. 2 kpl. (330 mm) (sæt)	← NYHED! Se side 4.
689472	Lårstøtte yderside siddedel str. 2 kpl. (sæt) - Starfish Pro	
689284	Øvre monteringsbeslag (200mm) - Starfish Pro	
376531	H-sele Soft Blå str. M - Axelb. 28-40cm (stk.)	
374241	Antiroationsbælte Blå str. M, spænde DWSR40, D-drag, HB30-42cm (stk.)	
689497	Fodstøtte hel opklappelig str. 2 B380xD260mm, vit, kpl (stk.) - Starfish Pro	
689521	Lægstøtte str. 2 exkl. polstring kpl. B15xH15cm (sæt) - Starfish Pro	
689557	Potte str. 1-3	

Ovenstående er bara et eksempel på hvordan en Starfish kan udstyres, vælg efter brugerens muligheder og behov.

Kontakt

86 17 01 74

a-sitt@anatomic-sitt.dk

anatomicsitt.com

STARFISH PRO



Produkten på bilden är extrautrustad

Dato: _____ Kunde: _____

Lev. adress: _____

Konsulent: _____

Øvrigt _____

☐ Order
 ☐ Offert
 ☐ Specialanpassad
 ☐ Proforma

☐ Kundbestäld montering Art.nr. 500010 (alla tillbehör monteras före leverans av Anatomic SITT)

Bad- og toilstolsstel

For at vælge størrelse, se aktuelle mål, som finns i tekniske data.

Zitzi Starfish Pro CHASSI - Manuel (højdejusterbar i trin)

689700	Bad- og toilstolsstel Starfish Pro Manuel, str. 1
689701	Bad- og toilstolsstel Starfish Pro Manuel, str. 2
689702	Bad- og toilstolsstel Starfish Pro Manuel, str. 3



Zitzi Starfish Pro CHASSI - Hydraulisk (højdejustering med fodpedal)

689705	Bad- og toilstolsstel Starfish Pro Hydraulisk, str. 1
689706	Bad- og toilstolsstel Starfish Pro Hydraulisk, str. 2
689707	Bad- og toilstolsstel Starfish Pro Hydraulisk, str. 3
689605	Montering fodpedal vänster - Starfish Pro Hydraulisk (Höger är standard)



Zitzi Starfish Pro CHASSI - EL (EL højdejustering)

689710	Bad- og toilstolsstel Starfish Pro El højdejust, str. 1
689711	Bad- og toilstolsstel Starfish Pro El højdejust, str. 2
689712	Bad- og toilstolsstel Starfish Pro El højdejust, str. 3



Anti-tip støtte

689655	Anti-tip støtte (sæt) - Starfish Pro
--------	--------------------------------------



siddedel

689986	siddedel delt str. 1 kpl. exkl. polstring (stk.) - Starfish Pro
689987	siddedel delt str. 2 kpl. exkl. polstring (stk.) - Starfish Pro
689988	siddedel delt str. 3 kpl. exkl. polstring (stk.) - Starfish Pro
689981	siddedel hel str. 1 kpl. exkl. polstring (stk.) - Starfish Pro
689982	siddedel hel str. 2 kpl. exkl. polstring (stk.) - Starfish Pro
689983	siddedel hel str. 3 kpl. exkl. polstring (stk.) - Starfish Pro



Polstring till siddedel

689676	Polstring std. 14mm, siddedel delt str. 1 (sæt) - Starfish Pro
689677	Polstring std. 14mm, siddedel delt str. 2 (sæt) - Starfish Pro
689678	Polstring std. 14mm, siddedel delt str. 3 (sæt) - Starfish Pro
689546	Polstring X-aflastning 28mm, siddedel delt str. 1 (sæt) - Starfish Pro
689547	Polstring X-aflastning 28mm, siddedel delt str. 2 (sæt) - Starfish Pro
689548	Polstring X-aflastning 28mm, siddedel delt str. 3 (sæt) - Starfish Pro
689671	Polstring std. 14mm, siddedel hel str. 1 (stk.) - Starfish Pro
689672	Polstring std. 14mm, siddedel hel str. 2 (stk.) - Starfish Pro
689673	Polstring std. 14mm, siddedel hel str. 3 (stk.) - Starfish Pro
689541	Polstring X-aflastning 28mm, siddedel hel str. 1 (stk.) - Starfish Pro
689542	Polstring X-aflastning 28mm, siddedel hel str. 2 (stk.) - Starfish Pro
689543	Polstring X-aflastning 28mm, siddedel hel str. 3 (stk.) - Starfish Pro



Polstring till siddedel delt



Polstring till siddedel hel

Hoftestøtte

689481	Hoftestøtte str. 1-2 kpl. (sæt) - Starfish Pro
689483	Hoftestøtte str. 3 kpl. (sæt) - Starfish Pro



Lårstøtte

689471	Lårstøtte yderside siddedel str. 1 kpl. (sæt) - Starfish Pro
689472	Lårstøtte yderside siddedel str. 2 kpl. (sæt) - Starfish Pro
689473	Lårstøtte yderside siddedel str. 3 kpl. (sæt) - Starfish Pro
689476	Lårstøtte Inderside, delt siddedel str. 1 kpl. (sæt) - Starfish Pro
689477	Lårstøtte Inderside, delt siddedel str. 2 kpl. (sæt) - Starfish Pro
689478	Lårstøtte Inderside, delt siddedel str. 3 kpl. (sæt) - Starfish Pro



Lårstøtte yderside siddedel



Lårstøtte Inderside, delt siddede

RYGG

Rygdel standard

		Rygghøjde
689431	Rygdel str. 1 kpl. - Starfish Pro	46 cm
689432	Rygdel str. 2 kpl. - Starfish Pro	56 cm
689433	Rygdel str. 3 kpl. - Starfish Pro	66 cm

Rygdel med sacrumstøtte

689437	Rygdel m. sacrumstøtte str. 1. kpl. - Starfish Pro	46 cm
689436	Rygdel m. sacrumstøtte str. 2. kpl. - Starfish Pro	56 cm
689435	Rygdel m. sacrumstøtte str. 3. kpl. - Starfish Pro	66 cm



Rygghøjden
avser plastdelen.
Den kan även
justeras upp/ner
ca 10 cm



Kropsstøtte

		Bålbredd	Båldjup
689441	Kropsstøtte str. 1 kpl. - Starfish Pro	21-30 cm	14 cm
689442	Kropsstøtte str. 2 kpl. - Starfish Pro	24-34 cm	17 cm
689454	Kropsstøtte str. 2, bred kpl. - Starfish Pro	30-40 cm	17 cm
689443	Kropsstøtte str. 3 kpl. - Starfish Pro	30-40 cm	20 cm
689444	Kropsstøtte str. 3 bred kpl. - Starfish Pro	36,5-49,5 cm	20 cm



Kropsstøtte forstærket

689446	Kropsstøtte forstærket str. 1 kpl. - Starfish Pro	21-30 cm	14 cm
689447	Kropsstøtte forstærket str. 2 kpl. - Starfish Pro	24-34 cm	17 cm
689455	Kropsstøtte forstærket str. 2 bred kpl. - Starfish Pro	30-40 cm	17 cm
689448	Kropsstøtte forstærket str. 3 kpl. - Starfish Pro	30-40 cm	20 cm

Kropsstøtte vipbar

689451	Kropsstøtte vipbar str. 1 kpl. - Starfish Pro	21-30 cm	14 cm
689452	Kropsstøtte vipbar str. 2 kpl. - Starfish Pro	24-34 cm	17 cm
689449	Kropsstøtte vipbar str. 2 bred kpl. - Starfish Pro	30-40 cm	17 cm
689453	Kropsstøtte vipbar str. 3 kpl. - Starfish Pro	30-40 cm	20 cm
689450	Kropsstøtte vipbar str. 3 bred kpl. - Starfish Pro	36,5-49,5 cm	20 cm



HOVEDSTØTTE

Inkl. polstring, exkl. Hovedstøttefæste – vælg till Hovedstøttefæste.

689568	Hovedstøtte str. 1 lang, exkl. fæste B280xH160 (stk.) - Starfish
689570	Hovedstøttestr. 2 lang, exkl. fæste B280xH210 (stk.) - Starfish



Hovedstøttelang

Hovedstøttefæste

689245	Hovedstøttefæste sidejusterbart kpl. (stk.) - Starfish
689246	Hovedstøttefæste kpl. - Starfish



Hovedstøttefæste



sidejusterbart

Aktivt pandebånd

77101	Aktivt pandebånd, voksen B20cm, band 26cm kpl.
77102	Aktivt pandebånd, Junior B17cm, band 20cm kpl.
152435	Monteringsstang, Aktivt pandebånd - Zitzi



Aktivt pandebånd



Monteringsstang

Armlæn

Armlæn fra ryg med helt beslag

Nyt stabilt beslag – Armlænen justeres parallelt



Mål mellem armlænspladerne

690011	Armlæn med helt rygbeslag, str. 1 kpl. (230 mm) (sæt)	30-42 cm
690012	Armlæn med helt rygbeslag, str. 2 kpl. (330 mm) (sæt)	36-48 cm
690013	Armlæn med helt rygbeslag, str. 3 kpl. (330 mm) (sæt)	44-54 cm
690121	Armlæn oppf. helt beslag str. 1 kpl. (230 mm) (sæt)	30-42 cm
690122	Armlæn oppf. helt beslag str. 2 kpl. (330 mm) (sæt)	36-48 cm
690123	Armlæn oppf. helt beslag str. 3 kpl. (330 mm) (sæt)	44-54 cm
690117	Armlæn skålformet, helt beslag str. 1 kpl. (325 mm) (sæt)	
690118	Armlæn skålformet, helt beslag str. 2 kpl. (370 mm) (sæt)	
690119	Armlæn skålformet, helt beslag str. 3 kpl. (370 mm) (sæt)	



Armlæn ryg



Armlæn opklappelig.



Armlæn skålformet

Armlæn fra ryg med delte beslag

Højre & venstre armlæn går at justere individuelt i højde

Mål mellem armlænspladerne

689461	Armlæn str. 1 kpl. (Rygg/230 mm) (sæt) - Starfish Pro	30-42 cm
689462	Armlæn str. 2 kpl. (Rygg/330 mm) (sæt) - Starfish Pro	36-48 cm
689463	Armlæn str. 3 kpl. (Rygg/330 mm) (sæt) - Starfish Pro	44-54 cm
689565	Armlæn opklappelig str. 1 kpl. (Rygg/230 mm) (sæt) - Starfish Pro	30-42 cm
689566	Armlæn opklappelig str. 2 kpl. (Rygg/330 mm) (sæt) - Starfish Pro	36-48 cm
689567	Armlæn opklappelig str. 3 kpl. (Rygg/330 mm) (sæt) - Starfish Pro	44-54 cm
689467	Armlæn skålformet str. 1 kpl. (rygg/325 mm) (sæt) - Starfish Pro	
689468	Armlæn skålformet str. 2 kpl. (rygg/370 mm) (sæt) - Starfish Pro	
689469	Armlæn skålformet str. 3 kpl. (rygg/370 mm) (sæt) - Starfish Pro	



Armlæn ryg



Armlæn opklålb.



Armlæn skålformet

Polstring till Armlænsplade standard

689575	Polstring, std Armlænsplade 230x75mm (sæt) - Starfish Pro	passer till str. 1
689576	Polstring, std Armlænsplade 330x75mm (sæt) - Starfish Pro	str. 2



BORD

Bord och stöttebord fästes på Armlæn rygg. Går ej att kombineras med skålformet Armlæn.

		Bredd innerMåt	Bredd totalMåt
990252	Bord std. transparent str. 2 kpl. (stk.) - Zitzi	29 cm	51,5 cm
990253	Bord std. transparent str. 3 kpl. (stk.) - Zitzi	34 cm	57 cm
990254	Bord std. transparent str. 4 kpl. (stk.) - Zitzi	38,5 cm	60 cm
990255	Bord std. transparent str. 5 kpl. (stk.) - Zitzi	43,5 cm	65 cm
990202	stöttebord transparent str. 2 kpl. (stk.) - Zitzi	30 cm	51 cm
990203	stöttebord transparent str. 3 kpl. (stk.) - Zitzi	34 cm	58 cm
990204	stöttebord transparent str. 4 kpl. (stk.) - Zitzi	38 cm	64 cm
990205	stöttebord transparent str. 5 kpl. (stk.) - Zitzi	44 cm	74 cm



Fodstøtte

689486	Fodstøtte hel str. 1 B345xD225mm, vit, kpl. (stk.)
689487	Fodstøtte hel str. 2 B380xD260mm, vit, kpl. (stk.)
689488	Fodstøtte hel str. 3 B380xD300mm, vit, kpl. (stk.)
689496	Fodstøtte hel opklappelig str. 1 B345xD225mm, vit, kpl (stk.)
689497	Fodstøtte hel opklappelig str. 2 B380xD260mm, vit, kpl (stk.)
689498	Fodstøtte hel opklappelig str. 3 B380xD300mm, vit, kpl (stk.)
689491	Fodstøtte delat str. 1 B160xD220mm, vit, kpl. (sæt)
689492	Fodstøtte delat str. 2 B180xD255mm, vit, kpl. (sæt)
689493	Fodstøtte delat str. 3 B180xD305mm, vit, kpl. (sæt)
689501	Fodstøtte delt opklappelig str. 1 B160xD220mm, vit, kpl. (sæt)
689502	Fodstøtte delt opklappelig str. 2 B180xD255mm, vit, kpl. (sæt)
689503	Fodstøtte delt opklappelig str. 3 B180xD305mm, vit, kpl. (sæt)
689506	Fodstøtte delt kulled str. 1 B160xD220mm, vit, kpl. (sæt)
689507	Fodstøtte delt kulled str. 2 B180xD255mm, vit, kpl. (sæt)
689508	Fodstøtte delt kulled str. 3 B180xD305mm, vit, kpl. (sæt)



Fodstøtte hel



Fodstøtte hel opklappelig



Fodstøtte delat



Fodstøtte delt opklappelig



Fodstøtte delt kulled

Polstring till Fodstøttesplade

		passer till Fodstøtte
689511	Polstring blå, Fodstøttesplade hel, B345xD225mm (stk.) - Starfish Pro	str. 1
689512	Polstring blå, Fodstøttesplade hel, B380xD260mm (stk.) - Starfish Pro	str. 2
689513	Polstring blå, Fodstøttesplade hel, B380xD300mm (stk.) - Starfish Pro	str. 3
689516	Polstring blå, Fodstøttesplade delt, B160xD220mm (sæt) - Starfish Pro	str. 1
689517	Polstring blå, Fodstøttesplade delt, B180xD255mm(sæt) - Starfish Pro	str. 2
689518	Polstring blå, Fodstøttesplade delt, B180xD305mm(sæt) - Starfish Pro	str. 3



Polstring blå, Fodstøttesplade hel



Polstring blå, Fodstøttesplade delt

Fodstøtteslåda

		passer till Fodstøtte
690201	Fodkasse str. 1 inkl. polstring (sæt) - Starfish	str. 1
690202	Fodkasse str. 2 inkl. polstring (sæt) - Starfish	str. 2
690203	Fodkasse str. 3 inkl. polstring (sæt) - Starfish	str. 3



Fodstøtteslåda

Lægstøtte

689520	Lægstøtte str. 1 exkl. polstring kpl. B14xH12cm (sæt) - Starfish Pro
689521	Lægstøtte str. 2 exkl. polstring kpl. B15xH15cm (sæt) - Starfish Pro
689522	Lægstøtte str. 3 exkl. polstring kpl. B15xH22,5cm (sæt) - Starfish Pro



Lægstøtte

Polstring till Lægstøtte

689523	Polstring Lægstøtte str. 1 (sæt) - Starfish Pro	689520
689524	Polstring Lægstøtte str. 2 (sæt) - Starfish Pro	689521
689525	Polstring Lægstøtte str. 3 (sæt) - Starfish Pro	689522



Polstring Lægstøtte

POSITIONERING

BÅLSELAR

689284	Øvre monteringsbeslag (200mm) - Starfish
375211	Sternumstøtte Soft Blå str. S - Axelb. 22-30cm (stk.)
375311	Sternumstøtte Soft Blå str. M - Axelb. 28-40cm (stk.)
375411	Sternumstøtte Soft Blå str. L - Axelb. 38-60cm (stk.)
376521	H-sele Soft Blå str. S - Axelb. 22-30cm (stk.)
376531	H-sele Soft Blå str. M - Axelb. 28-40cm (stk.)
376541	H-sele Soft Blå str. L - Axelb. 38-60cm (stk.)



Øvre monteringsbeslag



Sternumstøtte Soft Blå



Sternumstøtte Soft Blå

HÖFTbæltEN

2-punkts

374201	Sittbelt Blå Comfort str. S, spænde DWSR25, D-drag, HB15-27cm (stk.)
374211	Sittbelt Blå Comfort str. M, spænde DWSR40, D-drag, HB27-37cm (stk.)
374212	Sittbelt Blå Comfort str. M, spænde S40, E-drag, 27-37cm (stk.)
374213	Sittbelt Blå Comfort str. M, spænde 740, E-drag, HB27-37cm (stk.)
374221	Sittbelt Blå Comfort str. L, spænde DWSR40, D-drag, HB37-60cm (stk.)



2-punkts höftbælte - Sittbelt Comfort Blå

spænden:



DWSR25/40
Dubbeldrag



spænde 740
Enkeldrag

4-punkts

374205	Sittbelt Blå str. S, spænde DWSR25, D-drag, HB15-27cm (stk.)
374216	Sittbelt Blå str. M, spænde DWSR40, D-drag, HB27-37cm (stk.)
374226	Sittbelt Blå str. L, spænde DWSR40, D-drag, HB37-60cm (stk.)



4-punkts höftbælte - Sittbelt Blå

Antirotationsbælte 4-punkts

374231	Antirotationsbælte Blå str. S, spænde DWSR25, E-drag, HB25-32cm (stk.)
374233	Antirotationsbælte Blå str. S, spænde DWSR40, D-drag, HB25-32cm (stk.)
374241	Antirotationsbælte Blå str. M, spænde DWSR40, D-drag, HB30-42cm (stk.)



Antirotationsbælte Blå



spænde S40
Enkeldrag

Ankelbæspænding

377131	Ankelbæspænding basic blå 3-punkt, velcro str. XS -16 cm (sæt)
377132	Ankelbæspænding basic blå 3-punkt, velcro str. S - 21 cm (sæt)
377133	Ankelbæspænding basic blå 3-punkt, velcro str. M - 26 cm (sæt)
377134	Ankelbæspænding basic blå 3-punkt, velcro str. L - 31 cm (sæt)
374135	Ankelbæspænding basic blå 3-punkt, velcro str. XL - 36 cm (sæt)



Armbind

378211	Armbind Soft Blå str. S (sæt) - Support	Mål runt handled 13 - 21 cm
378111	Armbind Soft Blå str. L (sæt) - Support	21 cm och uppåt



Potte, Stænkskjold

689557	Potte str. 1-3
689559	Lås til Potte str. 1-3



689526	Potte str. 1-2 - Starfish Pro
689527	Potte str. 3 - Starfish Pro
689528	Lås til Potte str. 1-2 Starfish Pro
689529	Lås til Potte str. 3 - Starfish Pro



689530	Stånskydd str. 1-2 - Starfish Pro
689560	Stånskydd str. 3 - Starfish Pro

URINSKJOLD

689533	urinskjold str. M - Starfish Pro
689534	urinskjold str. L - Starfish Pro



urinskjold

689538	urinskjold str. M med fästrem - Starfish Pro
689539	urinskjold str. L med fästrem - Starfish Pro

TILBEHØR

689581	Polstring std, Rygdel str. 1 (stk.) - Starfish Pro
689582	Polstring std, Rygdel str. 2 (stk.) - Starfish Pro
689583	Polstring std, Rygdel str. 3 (stk.) - Starfish Pro
689587	Polstring std. Rygdel m. sacrumstøtte str. 1 (stk.) - Starfish Pro
689586	Polstring std. Rygdel m. sacrumstøtte str. 2 (stk.) - Starfish Pro
689585	Polstring std. Rygdel m. sacrumstøtte str. 3 (stk.) - Starfish Pro
689577	Polstring std. Kropsstøtte str. 1 (sæt) - Starfish Pro
689578	Polstring std, Kropsstøtte str. 2 / 2 bred (sæt) - Starfish Pro
689579	Polstring std, Kropsstøtte str. 3 (sæt) - Starfish Pro
689888	Polstring std, Hoftestøtte, str. 1-2 (sæt) - Starfish Pro
689889	Polstring std, Hoftestøtte, str. 3 (sæt) - Starfish Pro
689999	Armlæn med helt rygbeslag, str. 1 kpl. (230 mm) (sæt) - Starfish Pro
990065	Armlænsplade L230xB75mm (stk.) - Zitzi
990064	Armlænsplade L330xB75mm (stk.) - Zitzi
689263	Armlænsplade skålad kpl. 325mm (sæt) - Hygien
689264	Armlænsplade skålad kpl. 370mm (sæt) - Hygien
689699	Hålfyllnad siddedel 51x27x7mm - Starfish Pro
689676	Polstring std. 14mm, siddedel delt str. 1 (sæt) - Starfish Pro
689677	Polstring std. 14mm, siddedel delt str. 2 (sæt) - Starfish Pro
689678	Polstring std. 14mm, siddedel delt str. 3 (sæt) - Starfish Pro
689881	Polstring std, Lægstøtte str. 1 (stk.) - Starfish Pro
689882	Polstring std, Lægstøtte str. 2 (stk.) - Starfish Pro
689681	Polstring Hovedstøttestr. 1 lang (stk.) - Starfish Pro
689682	Polstring Hovedstøttestr. 2 lang (stk.) - Starfish Pro
689691	Polstring std, Lårstøtte Inderside, str. 1 (sæt) - Starfish Pro
689692	Polstring std, Lårstøtte Inderside, str. 2 (sæt) - Starfish Pro
689693	Polstring std, Lårstøtte Inderside, str. 3 (sæt) - Starfish Pro
689696	Polstring std, Lårstøtte yderside, str. 1 (sæt) - Starfish Pro
689697	Polstring std, Lårstøtte yderside, str. 2 (sæt) - Starfish Pro
689698	Polstring std, Lårstøtte yderside, str. 3 (sæt) - Starfish Pro

690226	Polstring, Fodkasse Starfish str. 1 (sæt)
690227	Polstring, Fodkasse Starfish str. 2 (sæt)
690228	Polstring, Fodkasse Starfish str. 3 (sæt)
689608	fodpedal str. 1-2 Ve. exkl. endeafslutning - Starfish Pro
689606	fodpedal str. 1-2 Hø. exkl. endeafslutning - Starfish Pro
689607	fodpedal str. 3 Hø. exkl. endeafslutning - Starfish Pro
689609	fodpedal str. 3 Ve. exkl. endeafslutning - Starfish Pro
689601	endeafslutning fodpedal - Starfish Pro
915070	Pumpkolv (MK5) - Starfish Pro
915072	Pumpkolv RF (MK5) - Starfish Pro
915071	Hus till Pumkolv (MK5) - Starfish Pro
379511	Bæltepude Sittbelt Soft Blå str. S
379611	Bæltepude Sittbelt Soft Blå str. L
915014	Gaskolv 235mm - 600N rostfri - Starfish
212153	Hjul 100mm, sort bremse (stk.) - Starfish Pro
990601	Fodstøttesbeslag, fast kpl. (stk.) - Starfish
990602	Fodstøttesbeslag, opklappeligt kpl. (stk.) - Starfish
990603	Fodstøttesbeslag, kullad kpl. (stk.) - Starfish
689868	Fodstøttesprofil vit 30 cm kpl. (stk.) - Starfish
689869	Fodstøttesprofil vit 40 cm kpl. (stk.) - Starfish
689864	Fodstøttesprofil vit 50 cm kpl. (stk.) - Starfish
990632	Fodstøttesplade hel, plast vit - B345xD225mm kpl. (stk.)
990633	Fodstøttesplade hel, plast vit - B380xD260mm kpl. (stk.)
990634	Fodstøttesplade hel, plast vit - B380xD300mm kpl. (stk.)
990605	Fodstøttesplade delt, plast vit, B160xD220mm, kpl. Hø.
990606	Fodstøttesplade delt, plast vit, B160xD220mm, kpl. Ve.
990607	Fodstøttesplade delt, plast vit, B180xD255mm, kpl. Hø.
990608	Fodstøttesplade delt, plast vit, B180xD255mm, kpl. Ve.
689860	Fodstøttesfæste kpl. (stk.) - Starfish
990609	Fodstøttesplade delt, plast vit, B180xD305mm, kpl. Hø.
990610	Fodstøttesplade delt, plast vit, B180xD305mm, kpl. Ve.
213131	Taggled 3 vinklad (firkant 30 mm lang) (stk.)
213134	Taggled 3 vinklad (firkant 80 mm lang) (stk.)
213136	Taggled 3 vinklad (firkant 150 mm lang) (stk.)
387034	Vajer, tilt 80/88cm, vit (str. 1)
387035	Vajer, tilt 95/103cm, vit (str. 2/3)
689615	fæste kolv för att minska negativ tilt