JOSI-go JOGGER



Jogger



NYHED


JOSI-go Jogger

Kompakt mobilitet til hverdagen

JOSI-go er en helt ny jogger. Den er en urban følgesvend blandt rehab-klapvogne – let, kompakt og designet til daglig brug, byliv og rejser. Dens manøvredygtige design og pladsbesparende foldede dimensioner gør den fleksibel at bruge både på farten og i hverdagen.

En jogger giver frihed og muligheder og JOSI-go er kompakt mobilitet til hverdagen.

JOSI-go fås i 5 størrelser til brugerhøjder fra 80 til 165 cm – fleksibel til børn og teenagere.



Justerbar og aftagelig nakkestøtte



Siddesystem



Justering af sæde og ryglæn



Justerbar fodstøtte





Sammenklappelig




12,5” forhjul inklusiv hjulskiftesystem

Tekniske data for JOSI-go







JOSI-go Varenummer	**Str. XS** JG-10011	**Str. S1** JG-10021	**Str. S2** JG-10022	**Str. M** JG-10031	**Str. L** JG-10041
Brugerhøjde	ca. 80 - 105 cm	ca. 95 - 125 cm	ca. 115 - 145 cm	ca. 130 - 155 cm	ca. 145 - 165 cm
Højde: **H**	115 cm	115 cm	118 cm	120 cm	125 cm
Længde: **L**	95 cm	95 cm	97 cm	115 cm	125 cm
Totalbredde: **W**	63,5 cm	63,5 cm	63.5 cm	68,5 cm	68,5 cm
Totalbredde: **B** med Decon EDrive	73 cm	73 cm	73 cm	78 cm	78 cm
Indvendig/sædebredde: **I**	op til 36 cm	op til 36 cm	op til 36 cm	op til 42 cm	op til 42 cm
Sædehøjde: **S** (inkl. pude, målt til fodstøtten)*	op til 32 cm	op til 36 cm	op til 36 cm	op til 50 cm	op til 50 cm
Sædedybde	20 - 32 cm	20 - 32 cm	28 - 36 cm	34 - 43 cm	34 - 43 cm
Underbenslængde	op til 34 cm	op til 38 cm	op til 38 cm	op til 52 cm	op til 52 cm
Samlet ryglænshøjde (ekskl. nakkestøtte)	43 cm	43 cm	48 cm	53 cm	53 cm
Mål sammenklappet: Bx Dx H	56 x 88 x 35 cm	56 x 88 x 35 cm	56 x 91 x 36 cm	61 x 102 x 40 cm	61 x 102 x 40 cm
Belastning / brugervægt	max. 50 kg	max. 50 kg	max. 50 kg	max. 80 kg	max. 80 kg
Maks. belastning i kurven under sædet	max. 3 kg	max. 3 kg	max. 3 kg	max. 3 kg	max. 3 kg
Vægt sammenklappet (ekskl. hjul)	13.8 kg	13.8 kg	14 kg	16 kg	16.5 kg
Forhjul	6"	6"	6"	6"	6"
Luftfyldte baghjul	16"	16"	16"	16"	16"
Dæktryk i baghjul	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar
Dæktryk i terrænforhjul (hvis monteret)	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar
Sædevinkel	15°	15°	15°	15°	15°
Justering af sædevinkel (tilvalg)	ca. 15° - 35°	ca. 15° - 35°	ca. 15° - 35°	ca. 15° - 35°	ca. 15° - 35°
Rygvinkel	110°	110°	110°	110°	110°
Justering af ryglæn (tilvalg)	ca. 105° - 145°	ca. 105° - 145°	ca. 95° - 145°	ca. 110° - 160°	ca. 110° - 160°

Få balance i kroppen

med

Anatomic SITT™



Anatomic SITT A/S
Marøgelhøj 22B
8520 Lystrup

Telefon 86 17 01 74
Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk
Web **www.anatomicsitt.dk**

FØLG OS PÅ: